



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cámara FullHD HDMI, Moticom 1080N y Moticom 1080N BMH

Descripción : Cámara FullHD para microscopía con salida HDMI (1080p), salida USB de 1920x1080 píxeles en tiempo real y captura de imagen a 6 MP por SD Card. Monitor de 11" Full HD (sólo modelo Moticom 1080N BMH). Software On Board (permite controlar los parámetros de la cámara conectando un ratón al USB). Adaptadores para oculares que permiten la conexión de las cámaras al ocular de la mayoría de microscopios de cualquier marca. Incluye preparación microscópica para calibración y lente macro enfocable. Incluye software Motic Images Plus 3.1 para captura y tratamiento de imágenes para PC y MAC (software multi-idioma). Garantía 2 años. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM10-HN1-001	Moticom 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticom 1080N BMH con monitor de 11.6" Full HD	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : FullHD HDMI camera, Moticom 1080N and Moticom 1080N BMH

Description : FullHD camera for microscopy with HDMI (1080p) output, USB output and 1920x1080 pixels resolution in real time. Images can be captured directly onto an SD card at 6 Mp resolution. Screen: LCD 11,6'' Full HD (available only for MOTICAM 1080N BMH). Software On Board (allows you to control the camera parameters by connecting a mouse to the USB). Eyepiece couplers for connection to the most common microscope eyepieces of any brand. Focusable macro lens. Calibration slide included. Motic Images Plus 3.1 Software for image capture and edition with Windows and MAC (multilanguages software). 2 years warranty. Delivery time 3-4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM10-HN1-001	Moticom 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticom 1080N BMH with 11.6" FullHD 1 screen	

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Caméra FullHD HDMI, Moticam 1080N et Moticam 1080N BMH

Description : Caméra Full HD pour microscope avec sortie HDMI (1080p), sortie USB, résolution 1920 x 1080 pixels en temps réel et capture d'images à 6 Mp par SD Card. Moniteur Full HD de 11" (uniquement pour modèle Moticam 1080N BMH). Logiciel On Board (permet le contrôle des paramètres de la caméra en connectant la souris à la sortie USB). Adaptateurs pour oculaire inclus permettant la connexion de la caméra à la plupart des microscopes toute marque confondue. Inclut préparation microscopique d'étalonnage et objectif macro focalisable. Inclut également le logiciel Motic Images Plus 3.1 pour la capture et traitement des images sur PC et MAC (logiciel multi-langues). Garantie 2 ans. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM10-HN1-001	Moticam 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticam 1080N BMH avec moniteur de 11.6" Full HD	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE
Nome del prodotto : Fotocamera FullHD HDMI, Moticam 1080N e Moticam 1080N BMH

Descrizione : Fotocamera FullHD per microscopia con uscita HDMI (1080p), uscita USB da 1920x1080 pixel in tempo reale e acquisizione delle immagini a 6 Mp per scheda SD. Display da 11' Full HD (solo modello Moticam 1080N BMH). Software On Board (consente di controllare i parametri della fotocamera collegando un mouse alla porta USB). Adattatori per oculari che consentono di collegare le fotocamere agli oculari della maggior parte dei microscopi di qualsiasi marca. Include vetrino di calibrazione e obiettivo macro focalizzabile. Include software Motic Images Plus 3.1 per acquisizione e modifica delle immagini, per PC e MAC (software multilingue che include lo spagnolo). Garanzia di 2 anni. Consegna: 3-4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM10-HN1-001	Moticam 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticam 1080N BMH con schermo FullHD da 11,6 pollici	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369

FOTO DEL PRODOTTO


ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FullHD HDMI-camera, Moticam 1080N en Moticam 1080N BMH

Beschrijving : FullHD-camera voor microscopie met HDMI-uitvoer (1080p), USB-uitvoer en een resolutie van 1920x1080 pixels in realtime. Afbeeldingen kunnen rechtstreeks op een SD-kaart worden vastgelegd met een resolutie van 6 Mp. Scherm: LCD 11,6" Full HD (alleen beschikbaar voor MOTICAM 1080N BMH). Software On Board (maakt het mogelijk om de cameraparameters te regelen door een muis op de USB aan te sluiten). Oculairkoppelingen voor verbinding met de meest gangbare microscoopoculairen van elk merk. Scherpstelbare macrolens. Kalibratieslide inbegrepen. Motic Images Plus 3.1 Software voor beeldopname en bewerking met Windows en MAC (meertalige software). 2 jaar garantie. Levertijd 3-4 weken



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM10-HN1-001	Moticam 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticam 1080N BMH met een 11,6 inch 1 FullHD-scherm	

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369


PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FullHD HDMI kamera, Moticam 1080N und Moticam 1080N BMH

Beschreibung : FullHD-Kamera für die Mikroskopie mit HDMI-Ausgang (1080p), USB mit 1920 x 1080 Pixeln in Echtzeit und Bildaufnahme mit 6 Mp über SD Card. 11"-FullHD-Display (nur beim Modell Moticam 1080N BMH). Software On Board (erlaubt die Parametereinstellung der Kamera durch Anschließen einer Maus an den USB). Adapter, die die Verbindung der Kamera mit den Okularen der meisten Mikroskope verschiedener Marke erlauben. Mikroskopiepräparat für die Kalibrierung und fokussierbare Makrolinse inbegriffen. Software Motic Images Plus 3.1 für das Aufnehmen und die Bearbeitung von Bildern am PC (mehrsprachige Software) inbegriffen. Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 3-4 Wochen.

 Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
CM10-HN1-001	Moticam 1080N, CMOS IMX307, 1/2.8", 1 6MP	
CM10-HN2-001	Moticam 1080N BMH mit einem 11,6-Zoll FullHD-Bildschirm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM10-HN1-001	7000	2,00	85258900	08434868106352
CM10-HN2-001	7000	2,00	85258900	08434868106369

PRODUKTFOTO

