

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Analizador de humedad, MMB****Descripción :**

Memoria para 10 configuraciones personalizables. Con 3 programas para calentar muestras: Rápido, estándar y pausado. Modo manual y automático. Con indicador de nivel de burbuja, 2 pies regulables y pantalla LCD. Interfaz RS232. Incluye 10 bandejas desechables de aluminio y pesa de calibración de 100 g. 200-240 V. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	capacidad	precisión	dimensiones plato	unidades por ref.
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name : Moisture analyzer, MMB****Description :**

Memory for 10 customizable settings. With 3 sample heating programs: Fast, standard, and slow. Manual and automatic modes. Equipped with a bubble level indicator, 2 adjustable feet, and an LCD screen. RS232 interface. Includes 10 disposable aluminum trays and a 100 g calibration weight. 200-240 V. 1-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

reference	capacity	precision	pan size	pcs/pack
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Analyseur d'humidité, MMB****Description :**

Mémoire pour 10 configurations personnalisables. Avec 3 programmes de chauffage des échantillons : Rapide, standard et lent. Modes manuel et automatique. Équipé d'un indicateur de niveau à bulle, de 2 pieds réglables et d'un écran LCD. Interface RS232. Inclut 10 plateaux jetables en aluminium et un poids d'étalonnage de 100 g. 200-240 V. Garantie 1 an.



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	capacité	précision	dimensions plateau	unités par ref.
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Analizzatore di umidità, MMB****Descrizione :**

Memoria per 10 configurazioni personalizzabili. Con 3 programmi di riscaldamento campioni: Rapido, standard e lento. Modalità manuale e automatica. Dotato di indicatore di livello a bolla, 2 piedini regolabili e schermo LCD. Interfaccia RS232. Include 10 vassoi monouso in alluminio e un peso di calibrazione da 100 g. 200-240 V. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

**DATI TECNICI**

referenza	capacità	accuratezza	dimensioni piatto	unità per ref.
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Vochtigheidsanalysator, MMB****Beschrijving :**

Geheugen voor 10 aanpasbare instellingen. Met 3 verwarmingsprogramma's voor monsters: snel, standaard en langzaam. Handmatige en automatische modus. Voorzien van een waterpasindicator, 2 verstelbare poten en een LCD-scherm. RS232-interface. Inclusief 10 wegwerpbaar aluminium schaaltes en een kalibratiegewicht van 100 g. 200-240 V. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	capaciteit	nauwkeurigheid	afmetingen plaat	stuks per ref.
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Feuchtebestimmer, MMB****Beschreibung :**

Speicher für zehn anpassbare Einstellungen. Mit drei Programmen für die Probenerwärmung: schnell, Standard und pausiert. Manueller und automatischer Modus. Mit Wasserwaagenanzeige, zwei verstellbaren Füßen und LCD-Display. RS232-Schnittstelle. Zehn Einweg-Aluminiumschalen und 100 g Kalibriergewicht inbegriffen. 200-240 V. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Volumen	Präzision	Maße Platte	Stückzahlpro Artikel
BMAM-120-001	120 g	0,001 g / 0,01%	Ø110 mm	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAM-120-001	4,6E-5	4,70	90160010	08434868110014

**PRODUKTFOTO**