

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Rack para puntas de PP, Standard Line

Descripción :

Racks de PP compatibles con las puntas de micropipeta astik'S Standard Line. Puntas no incluidas. Autoclavables



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPR-010-001	para 96 puntas de 1 - 10 µl tipo Gilson	1
TIPR-200-001	para 96 puntas de 20 - 200 µl tipo Gilson/Eppendorf	1
TIPR-1K0-001	para 100 puntas de 1 ml tipo Gilson/Eppendorf	1
TIPR-5K0-001	para 28 puntas de 5 ml tipo Finn	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Racks for polypropylene tips, Standard Line**Description :**

PP racks compatible with Standard Line micropipette tips. Autoclavable. Tips not included



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPR-010-001	for 96 tips of 1-10µl Gilson type	1
TIPR-200-001	for 96 tips of 20 - 200 µl Gilson/Eppendorf type	1
TIPR-1K0-001	for 100 tips of 1 ml Gilson/Eppendorf type	1
TIPR-5K0-001	for 28 tips of 5 ml Finn type	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Rack pour pointes en PP, Standard Line**Description :** Racks en PP compatibles avec les pointes de micropipette Standard Line. Pointes non incluses. Autoclavables

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPR-010-001	pour 96 pointes de 1 - 10 µl type Gilson	1
TIPR-200-001	pour 96 pointes de 20-200 µl type Gilson/Eppendorf	1
TIPR-1K0-001	pour 100 pointes de 1 ml type Gilson	1
TIPR-5K0-001	pour 28 pointes de 5 ml type Finn	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Rack per punte in polipropilene, Standard Line**Descrizione :**

Racks in PP compatibili con i puntali per micropipette Standard Line. Autoclavabili. Puntali non inclusi



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPR-010-001	per 96 puntali da 1-10µl tipo Gilson	1
TIPR-200-001	per 96 puntali da 20-200µl tipo Gilson/Eppendorf	1
TIPR-1K0-001	per 100 puntali da 1 ml tipo Gilson	1
TIPR-5K0-001	per 28 puntali da 5 ml tipo Finn	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Racks voor polypropyleen tips, Standard Line**Beschrijving :**

PP-racks compatibel met Standard Line micropipettips. Autoclaveerbaar. Tips niet inbegrepen



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPR-010-001	voor 96 tips van 1 - 10 µl Gilson-type	1
TIPR-200-001	voor 96 tips van 20 - 200 µl Gilson/Eppendorf-type	1
TIPR-1K0-001	voor 100 tips van 1 ml Gilson/Eppendorf- type	1
TIPR-5K0-001	voor 28 tips van 5 ml Finn-type	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rack für Pipettenspitzen aus PP, Standard Line**Beschreibung :**

Racks aus Polypropylen (PP), kompatibel mit den Spitzen für Standard Line Mikroliterpipetten. Autoklavierbar.
Pipettenspitzen nicht enthalten.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
TIPR-010-001	für 96 Spitzen von 1 - 10 µl, Typ Gilson	1
TIPR-200-001	für 96 Spitzen von 20 - 200 µl, Typ Gilson/Eppendorf	1
TIPR-1K0-001	für 100 Spitzen von 1 ml, Typ Gilson/Eppendorf	1
TIPR-5K0-001	für 28 Spitzen von 5 ml, Typ Finn	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPR-010-001	0,8	0,15	90269000	08434868110656
TIPR-200-001	0,8	0,15	90269000	08434868110496
TIPR-1K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110502
TIPR-5K0-001	0,8	0,15	90269000	08434868110663

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.