

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CAJA PARA ALMACENAJE VERTICAL DE PORTAOBJETOS**Descripción :** En PP transparente. Diseñada para alojar 5 portaobjetos de 26 x 76 mm y 0,8 - 1,2 mm de ancho en posición vertical.

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSVP-005-100	para 5 portaobjetos	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : VERTICAL STORAGE BOX FOR SLIDES**Description :** Transparent PP. Designed to hold 5 slides of 26 x 76 mm and 0.8 - 1.2 mm thickness in vertical position

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MSVP-005-100	for storing 5 slides	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE RANGEMENT VERTICALE POUR LAMES**Description :** PP transparent. Conçu pour accueillir 5 lamelles de 26 x 76 mm et 0,8 - 1,2 mm d'épaisseur en position verticale

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSVP-005-100	pour stocker 5 lamelles	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SCATOLA PER LO STOCCAGGIO VERTICALE DI VETRINI**Descrizione :** Trasparente in PP. Progettato per ospitare 5 vetrini di 26 x 76 mm e 0,8 - 1,2 mm di spessore in posizione verticale

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSVP-005-100	per conservare 5 vetrini	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : VERTICALE OPBERGDOOS VOOR OBJECTGLAASJES**Beschrijving** : Transparant PP. Ontworpen om 5 objectglasjes van 26 x 76 mm en 0,8 - 1,2 mm dikte in verticale positie te houden**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
MSVP-005-100	voor het opslaan van 5 objectglasjes	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR OBJEKTTRÄGER, VERTIKAL**Beschreibung :** Aus transparentem PP. Entwickelt zum Aufbewahren von 5 Objektträgern mit 26 x 76 mm und 0,8 - 1,2 mm Dicke in vertikaler Position.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
MSVP-005-100	zur Aufbewahrung von 5 Objektträgern	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
MSVP-005-100	5,168	1,01	39269097	08434868110779

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.