

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Archivador para portaobjetos y casetes

Descripción : Archivadores fabricados con material ABS de alta resistencia, en color blanco. Diseñados para almacenar portaobjetos y casetes. Todos los módulos son apilables. Todos los módulos pueden apilarse para una mejor organización y ahorro de espacio, permitiendo diferentes configuraciones. Cada sección contiene 14 cajones individuales, que pueden almacenar hasta 5600 (14 x 400) portaobjetos o 910 casetes (14 x 65)

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
ARPC-BAS-001	71	480	485	base	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	tapa	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	sección para portaobjetos	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	sección para casetes	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (100) °C

GENERAL INFORMATION**Product name : Slide and cassette file holder**

Description : File holders made of high-strength ABS material, in white color. Designed to store slides and cassettes. All modules are stackable. All modules can be stacked for better organization and space saving, allowing different configurations. Each section contains 14 individual drawers, which can store up to 5600 (14 x 400) slides or 910 cassettes (14 x 65).

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	type	pcs/pack
ARPC-BAS-001	71	480	485	base	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	lid	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	section for slides	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	section for cassettes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

PRODUCT PHOTO**MATERIAL**

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (100) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Archivador pour lames et cassettes

Description : Archivadores fabriqués en matériau ABS de haute résistance, de couleur blanche. Conçus pour ranger des lames et des cassettes. Tous les modules sont empilables. Tous les modules peuvent être empilés pour une meilleure organisation et un gain de place, permettant différentes configurations. Chaque section contient 14 tiroirs individuels, pouvant contenir jusqu'à 5600 (14 x 400) lames ou 910 cassettes (14 x 65).

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
ARPC-BAS-001	71	480	485	base	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	couvercle	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	section pour lames	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	section pour cassettes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 °C à +85 (100) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Archiviatore per vetrini e cassette

Descrizione : Archiviatori realizzati in materiale ABS ad alta resistenza, di colore bianco. Progettati per conservare vetrini e cassette. Tutti i moduli sono impilabili. Tutti i moduli possono essere impilati per una migliore organizzazione e risparmio di spazio, consentendo diverse configurazioni. Ogni sezione contiene 14 cassetti singoli, che possono contenere fino a 5600 (14 x 400) vetrini o 910 cassette (14 x 65).

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
ARPC-BAS-001	71	480	485	base	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	coperchio	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	sezione per vetrini	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	sezione per cassette	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acrilonitrile butadiene styrene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Archivator voor objectglasjes en cassettes

Beschrijving : Archivarissen vervaardigd uit hoogwaardig ABS-materiaal, in witte kleur. Ontworpen om objectglasjes en cassettes op te slaan. Alle modules zijn stapelbaar. Alle modules kunnen gestapeld worden voor een betere organisatie en ruimtebesparing, wat verschillende configuraties mogelijk maakt. Elke sectie bevat 14 individuele lades, die tot 5600 (14 x 400) objectglasjes of 910 cassettes (14 x 65) kunnen opslaan

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
ARPC-BAS-001	71	480	485	basis	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	deksel	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	sectie voor objectglasjes	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	sectie voor cassettes	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadien Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden:
-40 °C tot +85 (100) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Archivierungsbox für Objektträger und Kassetten

Beschreibung : Aus hochfestem ABS-Material, in weißer Farbe. Entwickelt zur Aufbewahrung von Objektträgern und Kassetten. Alle Module sind stapelbar. Alle Module können zur besseren Organisation und Platzersparnis gestapelt werden, was verschiedene Konfigurationen ermöglicht. Jede Sektion enthält 14 einzelne Schubladen, die bis zu 5600 (14 x 400) Objektträger oder 910 Kassetten (14 x 65) aufnehmen können.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
ARPC-BAS-001	71	480	485	Basis	1
ARPC-TAP-001	26	480	485	Deckel	1
ARPC-SLI-001	146	480	485	Abschnitt für Objektträger	1
ARPC-CAS-001	91	480	485	Abschnitt für Kassetten	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ARPC-BAS-001	1	0,03	48195000	08434868110786
ARPC-TAP-001	1	0,03	48195000	08434868110793
ARPC-SLI-001	1	0,03	48195000	08434868110809
ARPC-CAS-001	1	0,03	48195000	08434868110816

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Unter normalen Nutzungsbedingungen tolerierter Temperaturbereich: von -40 °C bis +85 (100) °C.