

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco transparente para reactivos, boca estrecha con tapón de vidrio

Descripción :

Fabricado en vidrio borosilicato. Con tapón esmerilado de vidrio



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	esmerilado	unidades por ref.
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301



GENERAL INFORMATION

Product name : Reagent bottle clear, narrow mouth, with glass stopper**Description :**

Made of borosilicate glass. With ground-in glass frosted stopper



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	joint ST/NS	pcs/pack
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en verre transparent pour réactif, col étroit, avec bouchon en verre**Description :**

Fabriqué en verre borosilicaté. Avec bouchon en verre rodé



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	rodage	unités par ref.
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Flacone trasparente per reagenti a bocca stretta con tappo in vetro**Descrizione :**

Realizzato in vetro borosilicato. Con tappo smerigliato in vetro



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	smerigliato	unità per ref.
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Fles met smalle hals, transparant, met stop van geslepen glas**Beschrijving :**

Gemaakt van borosilicaatglas. Met geslepen glazen stop



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	geslepen	stuks per ref.
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Enghalsflasche, transparent, mit Glas-Normschliffstopfen**Beschreibung :**

Aus Borosilikatglas. Mit Normschliffstopfen aus Glas.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Normschliff	Stückzahlpro Artikel
RB01-060-012	60 ml	46	85	21/20	12
RB01-125-012	125 ml	57	110	21/20	12
RB01-250-012	250 ml	70	135	24/20	12
RB01-500-008	500 ml	85	172	29/25	8
RB01-1K0-006	1000 ml	106	202	31/30	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RB01-060-012	0,00335	1,58	70172000	08434868111264
RB01-125-012	0,0035	1,91	70172000	08434868111271
RB01-250-012	0,00375	2,15	70172000	08434868111288
RB01-500-008	0,00375	2,00	70172000	08434868111295
RB01-1K0-006	0,00375	2,20	70172000	08434868111301

