

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco transparente para reactivos, boca ancha con tapón de vidrio

Descripción :

Fabricado en vidrio borosilicato. Con tapón esmerilado de vidrio



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | esmerilado | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-------|--------|------------|-------------------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |



GENERAL INFORMATION

Product name : Reagent bottle clear, wide mouth, with glass stopper**Description :**

Made of borosilicate glass. With ground-in glass frosted stopper



Autoclavability

TECHNICAL DATA

| reference | capacity | Ø (mm) | h (mm) | joint ST/NS | pcs/pack |
|--------------|----------|--------|--------|-------------|----------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en verre transparent pour réactif, col large, avec bouchon en verre

Description :

Fabriqué en verre borosilicaté. Avec bouchon en verre rodé



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | Ø (mm) | h (mm) | rodage | unités par ref. |
|--------------|----------|--------|--------|--------|-----------------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Flacone trasparente per reagenti a bocca larga con tappo in vetro**Descrizione :**

Realizzato in vetro borosilicato. Con tappo smerigliato in vetro



Autoclavabile

DATI TECNICI

| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | smerigliato | unità per ref. |
|--------------|----------|-------|--------|-------------|----------------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Fles met wijde hals, transparant, met stop van geslepen glas**Beschrijving :**

Gemaakt van borosilicaatglas. Met geslepen glazen stop



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | Ø(mm) | h (mm) | geslepen | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------|--------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Weithalsflasche, transparent, mit Glas-Normschliffstopfen**Beschreibung :**

Aus Borosilikatglas. Mit Normschliffstopfen aus Glas



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Ø(mm) | H (mm) | Normschliff | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---------|-------|--------|-------------|-------------------------|
| RB03-060-012 | 60 ml | 46 | 80 | 28/20 | 12 |
| RB03-125-012 | 125 ml | 57 | 108 | 36/20 | 12 |
| RB03-250-012 | 250 ml | 70 | 130 | 42/20 | 12 |
| RB03-500-008 | 500 ml | 85 | 165 | 50/25 | 8 |
| RB03-1K0-006 | 1000 ml | 106 | 188 | 55/30 | 6 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| RB03-060-012 | 0,00335 | 1,58 | 70172000 | 08434868111363 |
| RB03-125-012 | 0,0035 | 1,91 | 70172000 | 08434868111370 |
| RB03-250-012 | 0,00375 | 2,15 | 70172000 | 08434868111387 |
| RB03-500-008 | 0,00375 | 2,00 | 70172000 | 08434868111394 |
| RB03-1K0-006 | 0,00375 | 2,20 | 70172000 | 08434868111400 |

