

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Microscopio biológico Vision****Descripción :**

Microscopio monocular con marco metálico resistente y acabado anti-manchas. Cabezal inclinable a 45° y rotatorio 360°, oculares WF10X/18 mm, y revólver triple con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X. Platina de 110 x 120 mm con clips, enfoque coaxial fino y grueso, condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris, e iluminación LED ajustable. Incluye adaptador AC/DC, funda, fusible, filtros azul y verde, y asa de transporte. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
MP01-001-001	cabezal monocular	1
MPAC-055-001	platina mecánica acoplable de 110x120mm, rango de movimiento 60x30mm	1
MPAC-054-001	objetivo acromático de 60x	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Biological Microscope Vision****Description :**

Monocular microscope with a durable metal frame and stain-resistant finish. 45° inclinable and 360° rotatable head, WF10X/18 mm eyepieces, and triple revolving nosepiece with DIN 4X, 10X, and 40X achromatic objectives. 110 x 120 mm stage with clips, fine and coarse coaxial focusing, Abbe condenser N.A. 1.25 with iris diaphragm, and adjustable LED illumination. Includes AC/DC adapter, cover, fuse, blue and green filters, and carrying handle. 2-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP01-001-001	monocular head	1
MPAC-055-001	attachable mechanical stage 110×120mm, movement range 60x30mm	1
MPAC-054-001	60x achromatic objective	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Microscope biologique Vision****Description :**

Microscope monoculaire avec un cadre métallique robuste et une finition résistante aux taches. Tête inclinable à 45° et rotative à 360°, oculaires WF10X/18 mm, et tourelle triple avec objectifs achromatiques DIN 4X, 10X et 40X. Platine de 110 x 120 mm avec pinces, mise au point coaxiale fine et grossière, condensateur Abbe N.A. 1,25 avec diaphragme à iris, et éclairage LED réglable. Comprend un adaptateur AC/DC, une housse, un fusible, des filtres bleu et vert, et une poignée de transport. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP01-001-001	tête monoculaire	1
MPAC-055-001	platine mécanique fixable de 110x120mm, plage de mouvement 60x30mm	1
MPAC-054-001	objectif achromatique 60x	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Microscopio biologico Vision****Descrizione :**

Microscopio monocolare con struttura in metallo resistente e finitura antimacchia. Testa inclinabile a 45° e rotabile a 360°, oculari WF10X/18 mm, e revolver triplo con obiettivi acromatici DIN 4X, 10X e 40X. Tavolino 110 x 120 mm con fermagli, messa a fuoco coassiale fine e grossolana, condensatore Abbe N.A. 1.25 con diaframma a iride, e illuminazione LED regolabile. Include adattatore AC/DC, custodia, fusibile, filtri blu e verde, e maniglia per il trasporto. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP01-001-001	testata monocolare	1
MPAC-055-001	platina meccanica accoppiabile di 110x120mm, range di movimento 60x30mm	1
MPAC-054-001	obiettivo acromatico 60X	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Biologische microscoop Vision****Beschrijving :**

Monoculaire microscoop met een stevig metalen frame en een vlekbestendige afwerking. 45° kantelbare en 360° draaibare kop, WF10X/18 mm oculairs en drievoudige revolver met DIN 4X, 10X en 40X achromatische objectieven. 110 x 120 mm tafel met klemmen, fijne en grove coaxiale scherpstelling, Abbe-condensor N.A. 1,25 met irisdiaphragma, en verstelbare LED-verlichting. Inclusief AC/DC-adapter, hoes, zekering, blauwe en groene filters en draaghandvat. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP01-001-001	monoculaire kop	1
MPAC-055-001	koppelbare mechanische tafel 110x120mm, bewegingsbereik 60x30mm	1
MPAC-054-001	60X achromatisch objectief	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Biologisches Mikroskop, Vision****Beschreibung :**

Monokulares Mikroskop mit stabilem Metallrahmen und fleckenresistenter Oberfläche. Kopf mit 45°-Neigung und 360°-Drehung, Weitfeld-Okular WF10X/18mm und Dreifach-Objektivrevolver mit achromatischen Objektiven DIN 4X, 10X und 40X. Objektisch mit den Maßen 110 x 120 mm und Clips, feine und grobe koaxiale Fokussierung, Kondensator Abbe A.N. 1,25 mit Irisblende und einstellbare LED-Beleuchtung. AC/DC-Adapter, Abdeckung, Sicherung, blaue und grüne Filter sowie Tragegriff inbegriffen. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
MP01-001-001	monokularer Kopf	1
MPAC-055-001	anbringbare mechanischer Objektisch 110 x 120 mm, Bewegungsbereich 60 x 30 mm	1
MPAC-054-001	60x achromatisches Objektiv	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MP01-001-001	76,56	9,60	90118000	08434868111868
MPAC-055-001	3	0,50	90119090	08434868112537
MPAC-054-001	3	0,50	90119090	08434868112520

