

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estereomicroscopio L90**Descripción :**

Estereomicroscopio binocular/trinocular con sistema óptico tipo Greenough, cabezal rotatorio 360° e inclinado 45°, ajuste de dioptrías ± 5 , ratio de división 50/50, 20/80, 0/100 y distancia interpupilar de 54-76 mm. Oculares WF10X/20 mm y objetivo zoom continuo 0.7X-4.5X, con aumento estándar 7X-45X (extensible a 2.1X-270X). Enfoque por cremallera y piñón. Iluminación LED ajustable para luz incidente y transmitida. Base con disco transparente y clips para especímenes. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM02-002-001	cabezal binocular	1
SM02-003-001	cabezal trinocular	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Stereomicroscope L90**Description :**

Binocular/trinocular stereomicroscope with Greenough optical system, 360° rotating and 45° inclined head, ±5 diopter adjustment, division ratio of 50/50, 20/80, 0/100, and interpupillary distance of 54-76 mm. WF10X/20 mm eyepieces and continuous zoom objective 0.7X-4.5X, with standard magnification of 7X-45X (extendable to 2.1X-270X). Rack and pinion focusing system. Adjustable LED illumination for incident and transmitted light. Base with transparent disc and specimen clips. 2-year warranty



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM02-002-001	binocular head	1
SM02-003-001	trinocular head	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Stéréomicroscope L90**Description :**

Stéréomicroscope binoculaire/trinoculaire avec système optique de type Greenough, tête rotative à 360° et inclinée à 45°, réglage dioptrique de ± 5 , ratio de division 50/50, 20/80, 0/100 et distance interpupillaire de 54-76 mm. Oculaires WF10X/20 mm et objectif à zoom continu 0,7X-4,5X, avec grossissement standard de 7X-45X (extensible à 2,1X-270X). Mise au point par crémaillère et pignon. Éclairage LED réglable pour lumière incidente et transmise. Base avec disque transparent et pinces pour spécimens. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SM02-002-001	tête binoculaire	1
SM02-003-001	tête trinoculaire	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stereomicroscopio L90**Descrizione :**

Stereomicroscopio binoculare/trinoculare con sistema ottico tipo Greenough, testa rotante 360° e inclinata di 45°, regolazione diottrica di ± 5 , rapporto di divisione 50/50, 20/80, 0/100 e distanza interpupillare di 54-76 mm. Oculari WF10X/20 mm e obiettivo zoom continuo 0,7X-4,5X, con ingrandimento standard di 7X-45X (estensibile a 2,1X-270X). Messa a fuoco a cremagliera e pignone. Illuminazione LED regolabile per luce incidente e trasmessa. Base con disco trasparente e clip per campioni. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM02-002-001	testata binoculare	1
SM02-003-001	testata trinoculare	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Stereomicroscoop L90****Beschrijving :**

Binoculaire/trinoculaire stereomicroscoop met Greenough optisch systeem, 360° draaibare en 45° gekantelde kop, ±5 dioptrie-instelling, verdelingsratio van 50/50, 20/80, 0/100 en interpupillaire afstand van 54-76 mm. WF10x/20 mm oculairs en continue zoomobjectief 0,7X-4,5X, met standaard vergroting van 7X-45X (uitbreidbaar tot 2,1X-270X). Tandheugel- en rondselfocussysteem. Verstelbare LED-verlichting voor invallend en doorvallend licht. Basis met transparante schijf en klemmen voor monsters. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SM02-002-001	binoculaire kop	1
SM02-003-001	trinoculaire kop	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stereo-Mikroskop, L90**Beschreibung :**

Binokular-/Trinokular-Stereomikroskop mit Greenough-Optiksystem, 360°-Drehung und 45°-neigbarer Kopf, ± 5 Dioptrienausgleich, Teilungsverhältnis 50/50, 20/80, 0/100 und Augenabstand zwischen 54 mm und 76 mm. Weitfeld-Okulare WF10X/20mm und stufenloses Zoomobjektiv 0,7X-4,5X, mit Standardvergrößerung 7X-45X (erweiterbar auf 2,1X-270X). Einstellbare LED-Beleuchtung für Auf- und Durchlicht. Basis mit transparentem Teller und Probenhaltern. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
SM02-002-001	binokularer Kopf	1
SM02-003-001	trinokularer Kopf	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SM02-002-001	76,56	7,60	90118000	08434868111936
SM02-003-001	76,56	7,60	90118000	08434868111943

PRODUKTFOTO

