

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : AGITADOR DE VARILLA DIGITAL, OS05 Y OS10**

Descripción : Producto básico de laboratorio para uso ocasional. Agitador de rotación vertical con velocidad regulable entre 100 y 1200 rpm. Incluye un soporte y una varilla de agitación. Pantalla digital que muestra velocidad y temporizador (0 - 24 h). Compatible con varillas agitadoras de Ø 1 – 10 mm. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones exteriores (L x A x H): 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIV-005-001	agitador de varilla LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	agitador de varilla LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL OVERHEAD STIRRER, OS05 AND OS10

Description : Basic laboratory product for occasional use. Vertical rotation stirrer with speed regulation between 100 and 1200 rpm. Includes a stand and a stirring bar. Digital screen that shows speed and timer (0 - 24 h). Compatible with Ø 1 – 10 mm stirring rods. DC brushless motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIV-005-001	overhead stirrer LBX OS05 series, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	overhead stirrer LBX OS10 series, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AGITATEUR NUMÉRIQUE À PALE, OS05 / OS10

Description : Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Agitateur de rotation verticale avec réglage de la vitesse entre 100 et 1200 rpm. Comprend un support et une tige d'agitation. Écran numérique qui montre la vitesse et le minuteur (0 - 24 h). Compatible avec tiges d'agitation de Ø 1 – 10 mm. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions extérieures (L x l x H) : 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIV-005-001	agitateur à pale LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	agitateur à pale LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : AGITATORE AD ASTA DIGITALE, OS05 / OS10

Descrizione : Apparecchiatura base da laboratorio di uso occasionale. Agitatore a rotazione verticale con velocità regolabile da 100 a 1200 rpm. Include un supporto e un'asta di agitazione. Display digitale che mostra la velocità e il timer (0 - 24 h). Compatibile con aste di agitazione da Ø 1 - 10 mm. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni esterne (L x l x h): 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIV-005-001	agitatore ad asta LBX OS05, serie: 5 L, 1 5000 mPas, 36 W	
STIV-010-001	agitatore ad asta LBX OS10, serie: 10 L, 1 8000 mPas, 50 W	

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE STAAFROERDER, OS05 EN OS10

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Verticaal roterende staafröerder met regelbare snelheid tussen 100 en 1200 rpm. Inclusief standaard en roerstaafjes. Digitaal display met snelheidsindicatie en timer (0 - 24 h). Te gebruiken met roerstaafjes van Ø 1 – 10 mm. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 134 x 70 x 173 mm. 100–240 V / 50–60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIV-005-001	staafröerder LBX OS05, cap: 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	staafröerder LBX OS10, cap: 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : RÜHRWERK, DIGITAL, OS05 UND OS10

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Laborrührwerk mit vertikaler Rotation und regulierbarem Drehzahlbereich zwischen 100 und 1200 min⁻¹. Eine Halterung und ein Rührwerkzeug inbegriffen. Digitales Display, das die Drehzahl und den Timer (0 - 24 h) anzeigt. Kompatibel mit Rührwerkzeugen mit Ø 1 - 10 mm. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 134 x 70 x 173 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIV-005-001	Rührwerk, LBX, OS05, 5 L, 5000 mPas, 36 W	1
STIV-010-001	Rührwerk, LBX, OS10, 10 L, 8000 mPas, 50 W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
STIV-005-001	14,508	3,00	84798200	08434868116702
STIV-010-001	14,508	3,00	84798200	08434868116689

PRODUKTFOTO

