

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Papel separador de fases

**Descripción :** Papel hidrófobo para separar soluciones acuosas de disolventes inmiscibles en agua. Utilizable con disolventes orgánicos tanto si son más pesados que el agua como si son más ligeros. Reemplaza en muchas aplicaciones a los embudos de decantación. Disponible en discos. Equivalencia: Whatman 1 PS

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
FASE-090-100	90	discos	100
FASE-110-100	110	discos	100
FASE-125-100	125	discos	100
FASE-150-100	150	discos	100
FASE-210-100	210	discos	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Phase separating paper

**Description :** Hydrophobic paper for the fast separation of aqueous solutions from hydrofuge solvents. Useful with organic solvents heavier or lighter than water. Replaces separatory funnels in many applications. Available in flat disks. Equivalent: Whatman 1 PS

## TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
FASE-090-100	90	disk	100
FASE-110-100	110	disk	100
FASE-125-100	125	disk	100
FASE-150-100	150	disk	100
FASE-210-100	210	disk	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier séparateur de phases**

**Description :** Papier hydrophobe permettant de séparer des solutions aqueuses des solvants non-miscibles dans l'eau. Utilisable avec des solvants organiques plus lourds ou plus légers que l'eau. Remplace dans de nombreuses applications les ampoules à décanter. Disponible en disques plats. Equivalence : Whatman 1 PS

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
FASE-090-100	90	plat	100
FASE-110-100	110	plat	100
FASE-125-100	125	plat	100
FASE-150-100	150	plat	100
FASE-210-100	210	plat	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Carta per separazione di fasi**

**Descrizione** : Carta idrofoba per la separazione di soluzioni acquose da solventi immiscibili con l'acqua. Utilizzabile con solventi organici sia più pesanti che più leggeri dell'acqua. Sostituisce gli imbuti di decantazione in numerose applicazioni. Disponibile in filtri standard. Equivalenza: Whatman 1 PS

## DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
FASE-090-100	90	standard	100
FASE-110-100	110	standard	100
FASE-125-100	125	standard	100
FASE-150-100	150	standard	100
FASE-210-100	210	standard	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Fasescheidingspapier****Beschrijving :** Hydrofoob papier om waterige oplossingen te scheiden van niet met water mengbare oplosmiddelen. Bruikbaar met organische oplosmiddelen, of ze nu zwaarder of lichter zijn dan water. Vervangt een scheidrechter in veel toepassingen. Beschikbaar in schijven. Equivalent: Whatman 1 PS**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	Ø(mm)	type	stuks per ref.
FASE-090-100	90	schijven	100
FASE-110-100	110	schijven	100
FASE-125-100	125	schijven	100
FASE-150-100	150	schijven	100
FASE-210-100	210	schijven	100

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Phasentrennpapier**

**Beschreibung :** Hydrophobes Papier zur Trennung wässriger Lösungen von nicht mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln. Sowohl mit organischen Lösungsmitteln verwendbar, die schwerer sind als Wasser, als auch mit solchen, die leichter sind als Wasser. Kann in vielen Verfahren einen Scheidetrichter ersetzen. Erhältlich als Rundfilter. Äquivalenz: Whatman 1 PS.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
FASE-090-100	90	Rundfilter	100
FASE-110-100	110	Rundfilter	100
FASE-125-100	125	Rundfilter	100
FASE-150-100	150	Rundfilter	100
FASE-210-100	210	Rundfilter	100

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FASE-090-100	0,363	0,066	48232000	08434868021563
FASE-110-100	0,58725	0,105	48232000	08434868021570
FASE-125-100	0,58725	0,121	48232000	08434868021587
FASE-150-100	0,72075	0,165	48232000	08434868021594
FASE-210-100	2,028	0,333	48232000	08434868021600

## PRODUKTFOTO

