

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ALCOHÓMETRO DE INVESTIGACIÓN**Descripción :** De vidrio. Alcohómetro tipo buscador. Calibrado a 20 °C. Longitud 295 mm, Ø 17,5 mm. Doble escala.
Escala 1: división 1 %. Escala 2: división 0,5°. No incluye certificado

DATOS TÉCNICOS

referencia	escala 1	escala 2	unidades por ref.
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : RESEARCH ALCOHOMETER****Description :** Made of glass. Seeker type alcoholometer. Calibrated at 20 °C. Length 295 mm, Ø 17.5 mm. Double scale. Scale 1: division 1 %. Scale 2: division 0.5°. Does not include certificate**TECHNICAL DATA**

reference	scale 1	scale 2	pcs/pack
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ALCOOMÈTRE CHERCHEUR**Description :** En verre. Alcoomètre type chercheur. Calibré à 20 °C. Longueur 295 mm, Ø 17,5 mm. Double échelle.
Échelle 1 : division 1 %. Échelle 2 : division 0,5 °. Livré sans certificat

DONNÉES TECHNIQUES

référence	échelle 1	échelle 2	unités par ref.
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ALCOLOMETRO DI RICERCA**Descrizione** : In vetro. Alcolometro tipo cercatore. Calibrato a 20 °C. Lunghezza 295 mm, Ø 17,5 mm. Doppia scala.
Scala 1: divisione 1 %. Scala 2: divisione 0,5°. Non include certificato

DATI TECNICI

referenza	scala 1	scala 2	unità per ref.
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 04/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1930**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : ALCOHOL METER VOOR ONDERZOEK****Beschrijving :** Vervaardigd van glas. Alcohol meter type zoeker. Gekalibreerd bij 20 °C. Lengte 295 mm, Ø 17,5 mm. Dubbele schaalverdeling. Schaal 1: onderverdeling 1%. Schaal 2: onderverdeling 0,5°. Certificaat niet inbegrepen**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	schaal 1	schaal 2	stuks per ref.
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ALKOHOLOMETER, FÜR UNTERSUCHUNG

Beschreibung : Aus Glas. Alkoholometer zur Bereichsbestimmung. Kalibriert bei 20 °C. Länge: 295 mm.
Durchmesser: 17,5 mm. Doppelte Skala. Skala 1: Unterteilungen: 1 %. Skala 2: Unterteilungen: 0,5°. Zertifikat nicht
inbegriffen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Skala 1	Skala 2	Stückzahl pro Artikel
ALCO-RFM-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RFM-001	0,21	0,06	90258080	08434868116290

PRODUKTFOTO

