

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN VEGETAL *dNEAT***

Descripción : Combina el método CTAB con purificación en columna para obtener ADN de alta pureza a partir de tejidos vegetales y fúngicos. Sustituye el cloroformo por un tampón menos tóxico (Buffer BDP) y emplea una purificación sin alcohol, basada en sales de guanidina, que elimina eficazmente polisacáridos, polifenoles, metabolitos y ARN. El ADN obtenido es apto para PCR, SSR, AFLP, RAPD y Southern blot



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	n° tests / caja
PURK-PLN-024	extracción de tejido vegetal	24

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : PLANT DNA EXTRACTION KIT *dNEAT***

Description : Combines the CTAB method with column purification to obtain high-purity DNA from plant and fungal tissues. Replaces chloroform with a less toxic buffer (Buffer BDP) and uses an alcohol-free purification method based on guanidine salts, which effectively removes polysaccharides, polyphenols, metabolites, and RNA. The resulting DNA is suitable for PCR, SSR, AFLP, RAPD, and Southern blot



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	description	n° tests / pack
PURK-PLN-024	plant tissue extraction	24

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : KIT D'EXTRACTION D'ADN VÉGÉTAL *dNEAT*

Description : Combine la méthode CTAB avec une purification sur colonne pour obtenir de l'ADN de haute pureté à partir de tissus végétaux et fongiques. Remplace le chloroforme par un tampon moins toxique (tampon BDP) et utilise une purification sans alcool, basée sur des sels de guanidine, qui élimine efficacement les polysaccharides, polyphénols, métabolites et ARN. L'ADN obtenu est adapté à la PCR, SSR, AFLP, RAPD et Southern Blot



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	n° tests / lot
PURK-PLN-024	extraction de tissu végétal	24

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : KIT DI ESTRAZIONE DEL DNA VEGETALE *dNEAT*

Descrizione : Combina il metodo CTAB con una purificazione su colonna per ottenere DNA ad alta purezza da tessuti vegetali e fungini. Sostituisce il cloroformio con un tampone meno tossico (Buffer BDP) e utilizza una purificazione senza alcol, basata su sali di guanidina, che elimina efficacemente polisaccaridi, polifenoli, metaboliti e RNA. Il DNA ottenuto è idoneo per PCR, SSR, AFLP, RAPD e Southern blot



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	descrizione	n° tests conf.
PURK-PLN-024	estrazione di tessuto vegetale	24

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : KIT VOOR HET WINNEN VAN PLANTAARDIG DNA *dNEAT*

Beschrijving : Snelle, efficiënte en betrouwbare oplossing voor de extractie van totaal RNA uit een breed scala aan monsters. Maakt gebruik van kolomzuiveringstechnologie met silicamembraan en een lysis-systeem met chaotrope zouten die het RNA beschermen tegen afbraak. Het volledige proces levert hoogwaardig RNA op, vrij van verontreinigingen en enzyminhibitoren, klaar voor toepassingen zoals RT-PCR, qPCR, Northern blot, nuclease-beschermingstests of de samenstelling van cDNA-bibliotheken



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	aant. tests / doos
PURK-PLN-024	extractie van plantaardig weefsel	24

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KIT ZUR EXTRAKTION VON PFLANZEN-DNA *dNEAT*

Beschreibung : Kombiniert die CTAB-Methode mit einer Säulenreinigung zur gewinnung von hochreiner DNA aus pflanzlichen und fungalem Gewebe. Ersetzt Chloroform durch einen weniger toxischen Puffer (Buffer BDP) und nutzt eine alkoholfreie Reinigung auf Basis von Guanidinsalzen, welche Polysaccharide, Polyphenole, Metaboliten und RNA effektiv entfernt. Die gewonnene DNA ist geeignet für PCR, SSR, AFLP, RAPD und Southern Blot.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Tests/Schachtel
PURK-PLN-024	extraktion von Pflanzlichen Gewebe	24

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-PLN-024	0,001	0,37	38229000	08434868116825

PRODUKTFOTO

