

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : KIT DE EXTRACCIÓN DE ARN *rNEAT***

Descripción : Solución rápida, eficiente y confiable para la extracción de ARN total a partir de una amplia variedad de muestras. Utiliza tecnología de purificación en columna con membrana de sílica y un sistema de lisis con sales caotrópicas que protegen el ARN frente a la degradación. El proceso completo permite obtener ARN de alta calidad, libre de contaminantes e inhibidores enzimáticos, listo para aplicaciones como RT-PCR, qPCR, Northern blot, ensayos de protección de nucleasas o preparación de bibliotecas de cDNA



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	n° tests / caja
PURK-RN2-050	extracción de ARN general	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : RNA EXTRACTION KIT *rNEAT***

Description : Fast, efficient, and reliable solution for total RNA extraction from a wide range of samples. Uses column-based purification technology with a silica membrane and a lysis system with chaotropic salts that protect RNA from degradation. The entire process yields high-quality RNA, free from contaminants and enzymatic inhibitors, ready for applications such as RT-PCR, qPCR, Northern blot, nuclease protection assays, or cDNA library preparation



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	description	n° tests / pack
PURK-RN2-050	total RNA extraction	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : KIT D'EXTRACTION D'ARN *rNEAT*

Description : Solution rapide, efficace et fiable pour l'extraction d'ARN total à partir d'un large éventail d'échantillons. Utilise une technologie de purification sur colonne avec membrane en silice et un système de lyse à base de sels chaotropiques qui protègent l'ARN contre la dégradation. Le processus complet permet d'obtenir un ARN de haute qualité, exempt de contaminants et d'inhibiteurs enzymatiques, prêt pour des applications telles que RT-PCR, qPCR, Northern Blot, tests de protection des nucléases ou préparation de bibliothèques de cDNA



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	n° tests / lot
PURK-RN2-050	extraction d'ARN général	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : KIT DI ESTRAZIONE DELL'RNA *rNEAT*

Descrizione : Soluzione rapida, efficiente e affidabile per l'estrazione dell'RNA totale da un'ampia varietà di campioni. Utilizza una tecnologia di purificazione su colonna con membrana in silice e un sistema di lisi a base di sali caotropici che proteggono l'RNA dalla degradazione. L'intero processo consente di ottenere RNA di alta qualità, privo di contaminanti e inibitori enzimatici, pronto per applicazioni come RT-PCR, qPCR, Northern blot, saggi di protezione da nucleasi o preparazione di librerie di cDNA



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	descrizione	n° tests conf.
PURK-RN2-050	estrazione generale di RNA	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : RNA-EXTRACTIEKIT *rNEAT*

Beschrijving : Snelle, efficiënte en betrouwbare oplossing voor de extractie van totaal RNA uit een breed scala aan monsters. Maakt gebruik van kolomzuiveringstechnologie met silicamembraan en een lysis-systeem met chaotrope zouten die het RNA beschermen tegen afbraak. Het volledige proces levert hoogwaardig RNA op, vrij van verontreinigingen en enzyminhibitoren, klaar voor toepassingen zoals RT-PCR, qPCR, Northern blot, nuclease-beschermingstests of de samenstelling van cDNA-bibliotheken



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	aant. tests / doos
PURK-RN2-050	algemene RNA-extractie	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KIT ZUR EXTRAKTION VON RNA *rNEAT*

Beschreibung : Schnelle, effiziente und zuverlässige Lösung zur Gewinnung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Proben. Verwendet eine Säulenreinigungstechnologie mit Silicamembran sowie ein Lyse-System auf Basis chaotroper Salze, das die RNA vor Degradation schützt. Der vollständige Prozess ermöglicht die Gewinnung hochwertiger RNA, frei von Kontaminanten und enzymatischen Inhibitoren, bereit für Anwendungen wie RT-PCR, qPCR, Northern Blot, Nuklease-Protektion-Essays oder die cDNA-Bibliotheksvorbereitung.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Tests/Schachtel
PURK-RN2-050	extraktion von Gesamt-RNA	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PURK-RN2-050	0,001	0,37	38229000	08434868116870

PRODUKTFOTO

