

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE PROTEÍNAS OXGEN**

Descripción : Los marcadores de peso molecular para proteínas OXGEN son estándares preteñidos, precisos y altamente estables, ideales para SDS-PAGE y Western Blot. Permiten seguir el proceso de electroforesis en tiempo real y localizar con claridad la proteína de interés. Contienen proteínas de alta pureza con bandas multicolor, visualmente comparables en gel. Compatibles con sistemas de gel Tris-Glycine y MOPS, según la referencia



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	envase
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 bandas (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 bandas (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 bandas (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 bandas (Tris-Glycine)	250 µl

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : PROTEIN MOLECULAR WEIGHT MARKER OXGEN**

Description : OXGEN molecular weight markers for proteins are prestained, accurate, and highly stable standards, ideal for SDS-PAGE and Western Blot. They allow real-time monitoring of electrophoresis and clear identification of the protein of interest. Contain high-purity proteins with multicolor bands, visually comparable on gel. Compatible with Tris-Glycine and MOPS gel systems, depending on the reference



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	description	package
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 bands (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 bands (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 bands (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 bands (Tris-Glycine)	250 µl

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MARQUEUR DE POIDS MOLÉCULAIRE DES PROTÉINES OXGEN

Description : Les marqueurs de poids moléculaire pour protéines OXGEN sont des standards précolorés, précis et hautement stables, idéaux pour le SDS-PAGE et le Western Blot. Ils permettent de suivre le processus d'électrophorèse en temps réel et de localiser clairement la protéine d'intérêt. Ils contiennent des protéines de haute pureté avec des bandes multicolores, visuellement comparables sur gel. Compatibles avec les systèmes de gel Tris-Glycine et MOPS, selon la référence



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	conditionnement
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 bandes (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 bandes (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 bandes (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 bandes (Tris-Glycine)	250 µl

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MARCATORE DI PESO MOLECOLARE PER PROTEINE OXGEN

Descrizione : I marcatori di peso molecolare per proteine OXGEN sono standard precolorati, precisi e altamente stabili, ideali per SDS-PAGE e Western Blot. Consentono di monitorare in tempo reale il processo di elettroforesi e di localizzare con chiarezza la proteina di interesse. Contengono proteine ad alta purezza con bande multicolore, facilmente visibili e comparabili sul gel. Sono compatibili con sistemi di gel Tris-Glicina e MOPS, a seconda della referenza



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	descrizione	confezione
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 bande (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 bande (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 bande (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 bande (Tris-Glycine)	250 µl

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : EIWIT-MOLECUULGEWICHTMARKER OXGEN

Beschrijving : De OXGEN-molecuulgewichtmarkers voor proteïnen zijn voorgekleurde, nauwkeurige en zeer stabiele standaarden, ideaal voor SDS-PAGE en Western Blot. Ze maken het mogelijk om het elektroforese-proces in realtime te volgen en de proteïne van belang duidelijk te lokaliseren. Ze bevatten zeer zuivere proteïnen met veelkleurige stroken, die visueel vergelijkbaar zijn in gel. Compatibel met Tris-Glycine- en MOPS-gelsystemen, afhankelijk van de referentie



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	verpakking
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 banden (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 banden (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 banden (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 banden (Tris-Glycine)	250 µl

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROTEIN-MOLEKULARGEWICHTSMARKER OXGEN

Beschreibung : OXGEN Protein-Molekulargewichtsmarker sind vorgefärbte, präzise und hochstabile Standards, ideal für SDS-PAGE und Western Blot. Sie ermöglichen die Echtzeit-Verfolgung der Elektrophorese und eine klare Lokalisierung der Zielproteinbande. Die Marker enthalten hochreine Proteine mit mehrfarbigen Banden, die im Gel gut sichtbar sind. Kompatibel mit Tris-Glycin- und MOPS-Gelsystemen (je nach Referenz).



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Verpackung
LADD-PR2-250	15–180 kDa, 8 Banden (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR3-250	10–250 kDa, 10 Banden (Tris-Glycine, MOPS)	250 µl
LADD-PR4-250	10–180 kDa, 10 Banden (Tris-Glycine)	250 µl
LADD-PR5-250	10–250 kDa, 12 Banden (Tris-Glycine)	250 µl

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
LADD-PR2-250	0,001	0,37	38229000	08434868116832
LADD-PR3-250	0,001	0,37	38229000	08434868116849
LADD-PR4-250	0,001	0,37	38229000	08434868116856
LADD-PR5-250	0,001	0,37	38229000	08434868116863

PRODUKTFOTO