



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TRANSILUMINADOR LED DE LUZ AZUL

Descripción : Transiluminadores de luz azul LED para geles de ADN/ARN, disponibles en versiones compacta y de mayor formato. Diseñados para la visualización segura de geles teñidos con colorantes no tóxicos (como innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), emiten luz a 470 nm sin dañar las muestras ni requerir gafas protectoras. Proporcionan iluminación uniforme desde la base y cuentan con filtro ámbar abatible para facilitar la observación y corte de bandas. Incorporan luz LED de alta duración, sistema de encendido seguro y diseño ergonómico. La versión más grande incluye además regulador de intensidad, apagado automático y mini cámara oscura con cuchilla de corte. Alimentación multivoltaje (100–240 V). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años, frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
TRLM-BLS-001	área útil 160 x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	área útil 210 x 120 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : BLUE LIGHT LED TRANSILLUMINATOR

Description : Blue light LED transilluminators for DNA/RNA gels, available in compact and larger formats. Designed for safe visualization of gels stained with non-toxic dyes (such as innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), they emit light at 470 nm without damaging samples or requiring protective glasses. They provide uniform illumination from below and feature a foldable amber filter for easy observation and band cutting. Equipped with long-lasting LED lighting, safe power-on system, and ergonomic design. The larger version also includes intensity control, automatic shut-off, and a mini darkroom with cutting blade. Multivoltage power supply (100–240 V). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
TRLM-BLS-001	working area 160 x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	working area 210 x 120 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TRANSILLUMINATEUR À LUMIÈRE BLEUE

Description : Transilluminateurs à LED lumière bleue pour gels d'ADN/ARN, disponibles en versions compacte et grand format. Conçus pour la visualisation sécurisée des gels colorés avec des colorants non toxiques (comme innoQ, SYBR Safe, GelGreen, etc.), ils émettent une lumière à 470 nm sans endommager les échantillons ni nécessiter de lunettes de protection. Ils offrent un éclairage homogène par la base et sont équipés d'un filtre ambre rabattable, facilitant l'observation et la découpe des bandes. Ils intègrent un éclairage LED à longue durée de vie, un système d'allumage sécurisé et un design ergonomique. La version grand format comprend en plus un variateur d'intensité, une extinction automatique et une mini chambre noire avec lame de découpe. Alimentation multivoltage (100-240 V). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
TRLM-BLS-001	surface utile 160 x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	surface utile 210 x 120 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TRANSILLUMINATORE A LED BLU

Descrizione : Transilluminatori a LED blu per gel di DNA/RNA, disponibili in versioni compatta e a formato maggiore. Progettati per la visualizzazione sicura di gel colorati con coloranti non tossici (come innoQ, SYBR Safe, GelGreen, ecc.), emettono luce a 470 nm senza danneggiare i campioni né richiedere occhiali protettivi. Forniscono un'illuminazione uniforme dalla base e sono dotati di filtro ambra ribaltabile per facilitare l'osservazione e il taglio delle bande. Integrano LED a lunga durata, sistema di accensione sicuro e design ergonomico. La versione più grande include inoltre un regolatore di intensità, spegnimento automatico e mini camera oscura con lama di taglio. Alimentazione multivoltaggio (100-240 V). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
TRLM-BLS-001	area utile 160 x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	area utile 210 x 120 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

FOTO DEL PRODOTTO





ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRANSILLUMINATOR MET BLAUW LICHT

Beschrijving : Blauwe LED-doorlichters voor DNA/RNA-gels, verkrijgbaar in compacte en grotere formaten. Ontworpen voor het veilig bekijken van gels die zijn gekleurd met niet-giftige kleurstoffen (zoals innoQ, SYBR Safe, GelGreen, enz.). Geven licht van 470 nm zonder de monsters te beschadigen en zonder dat een veiligheidsbril nodig is. Ze bieden gelijkmatige verlichting vanaf de basis en zijn voorzien van een neerklapbaar amberfilter om het observeren en snijden van stroken te vergemakkelijken. Voorzien van duurzame LED-verlichting, een veilig aan/uitsysteem en een ergonomisch ontwerp. De grotere versie heeft bovendien een intensiteitsregelaar, automatische uitschakeling en een mini-donkere kamer met snijmes. Multivoltagevoeding (100-240 V). 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
TRLM-BLS-001	bruikbaar oppervlak 160x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	bruikbaar oppervlak 210 x 120 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BLAULICHT-TRANSILLUMINATOR

Beschreibung : LED-Blaulichttransilluminatoren für DNA/RNA-Gele, erhältlich in kompakter und größerer Ausführung. Sie wurden für die sichere Betrachtung von Gelen entwickelt, die mit ungiftigen Farbstoffen (wie innoQ, SYBR Safe, GelGreen usw.) gefärbt wurden, und emittieren Licht bei 470 nm, ohne die Proben zu beschädigen oder Schutzbrillen zu erfordern. Sie bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung von der Basis aus und verfügen über einen umklappbaren gelben Filter zur einfachen Beobachtung und zum Schneiden von Streifen. Sie verfügen über ein langlebiges LED-Licht, ein sicheres Zündsystem und ein ergonomisches Design. Die größere Version verfügt außerdem über einen Dimmer, eine automatische Abschaltung und eine Mini Camera Obscura mit Schneideklinge. Multispannungs-Netzteil (100-240 V). Garantie 2 Jahre



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TRLM-BLS-001	Nutzfläche 160 x 100 mm	1
TRLM-BLB-001	Nutzfläche 210 x 120 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
TRLM-BLS-001	9,576	1,70	90275000	08434868119055
TRLM-BLB-001	9,576	1,70	90275000	08434868117099

PRODUKTFOTO



