

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : SISTEMA “TODO EN UNO” PARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H-COMPACT

Descripción : Sistema compacto de electroforesis horizontal para análisis de ácidos nucleicos, que integra cubeta de 500 ml, bandejas de gel, peines y fuente de alimentación digital sin necesidad de cables externos. Permite trabajar en modo continuo o temporizado hasta 99 h 59 min, con función de pausa, alarma al finalizar y memoria de parámetros usados previamente. Incluye bandejas de 60, 65 y 130 mm, y peines multipocillo (hasta 27 pocillos), compatibles con diversos formatos de muestra. Diseño seguro con sensor de cierre de tapa para evitar fugas. Procesa hasta 112 muestras por corrida. Dimensiones: 245 x 190 x 63 mm. Salida: 10-150 V / 10-400 mA. Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe




Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
ELFH-50V-001	sistema todo en uno	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

FOTO DEL PRODUCTO

OTROS DATOS TÉCNICOS

ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc

GENERAL INFORMATION**Product name : “ALL-IN-ONE” SYSTEM FOR HORIZONTAL ELECTROPHORESIS, VOLT H-COMPACT**

Description : Compact horizontal electrophoresis system for nucleic acid analysis, integrating a 500 ml tank, gel trays, combs, and a digital power supply without the need for external cables. Operates in continuous or timed mode up to 99 h 59 min, with pause function, end-of-run alarm, and memory for previously used parameters. Includes 60, 65, and 130 mm trays and multi-well combs (up to 27 wells), compatible with various sample formats. Safe design with lid lock sensor to prevent leaks. Processes up to 112 samples per run. Dimensions: 245 x 190 x 63 mm. Output: 10-150 V / 10-400 mA. Power supply: 100-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive




Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
ELFH-50V-001	all-in-one system	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

PRODUCT PHOTO

MORE TECHNICAL DATA

ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME « TOUT-EN-UN » POUR ÉLECTROPHORÈSE HORIZONTALE, VOLT H-COMPACT

Description : Système compact d'électrophorèse horizontale pour l'analyse des acides nucléiques, intégrant une cuve de 500 ml, des moules à gel, des peignes et une source d'alimentation numérique, sans câblage externe. Permet un fonctionnement en mode continu ou temporisé, jusqu'à 99 h 59 min, avec fonction pause, alarme de fin de cycle et mémoire des paramètres précédemment utilisés. Livré avec des plateaux de 60, 65 et 130 mm, ainsi que des peignes multipuits (jusqu'à 27 puits), compatibles avec différents formats d'échantillons. Conception sécurisée avec capteur de fermeture du couvercle pour éviter les fuites. Traite jusqu'à 112 échantillons par migration. Dimensions : 245 x 190 x 63 mm. Sortie : 10-150 V / 10-400 mA. Alimentation : 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
ELFH-50V-001	système tout-en-un	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA "TUTTO IN UNO" PER ELETTROFORESI ORIZZONTALE

Descrizione : Sistema compatto di elettroforesi orizzontale per l'analisi degli acidi nucleici, che integra vasca da 500 ml, vassoi per gel, pettini e alimentatore digitale senza necessità di cavi esterni. Consente di lavorare in modalità continua o temporizzata fino a 99 h 59 min, con funzione di pausa, allarme a fine corsa e memoria dei parametri utilizzati in precedenza. Include vassoi da 60, 65 e 130 mm e pettini multipozzetto (fino a 27 pozzetti), compatibili con diversi formati di campione. Design sicuro con sensore di chiusura del coperchio per evitare perdite. Processa fino a 112 campioni per corsa. Dimensioni: 245 x 190 x 63 mm. Uscita: 10-150 V / 10-400 mA. Alimentazione: 100-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
ELFH-50V-001	-	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

FOTO DEL PRODOTTO



ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ALLES-IN-ÉÉN SYSTEEM VOOR HORIZONTALE ELEKTROFORESE

Beschrijving : Compact horizontaal elektroforesesysteem voor nucleïnezuuranalyse, met een cuvette van 500 ml, geltrays, kammen en een digitale voedingsbron zonder externe kabels. Het systeem kan continu of met een timer tot 99 uur en 59 minuten werken, met een pauzefunctie, een alarm bij voltooiing en een geheugen voor eerder gebruikte parameters. Inclusief trays van 60, 65 en 130 mm en kammen met meerdere wells (tot 27 wells), compatibel met verschillende monsterformaten. Veilig ontwerp met sluitsensor om lekken te voorkomen. Verwerkt tot 112 monsters per run. Afmetingen: 245 x 190 x 63 mm. Uitgang: 10-150 V / 10-400 mA. Voeding: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
ELFH-50V-001	alles-in-één systeem	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ALL-IN-ONE-SYSTEM FÜR HORIZONTALE ELEKTROPHORESE

Beschreibung : Kompaktes horizontales Elektrophoresesystem zur Analyse von Nukleinsäuren, das eine 500-ml-Elektrophoresekammer, Geltrays, Kämme und ein digitales Netzteil integriert, ganz ohne externe Kabel. Das System ermöglicht einen Dauerbetrieb oder einen zeitgesteuerten Betrieb bis zu 99 Stunden und 59 Minuten, mit Pausenfunktion, akustischem Signal am Ende sowie Speicherfunktion für zuvor verwendete Parameter. Im Lieferumfang enthalten sind Geltrays mit 60, 65 und 130 mm sowie Mehrfachkämme (bis zu 27 Probenkammern), geeignet für verschiedene Probenformate. Sicheres Design mit Deckelsensor zur Vermeidung von Leckagen. Vorbereitung von bis zu 112 Proben pro Lauf möglich. Abmessungen: 245 x 190 x 63 mm. Ausgang: 10-150 V / 10-400 mA. Stromversorgung: 100-240 V / 50-60 Hz. Garantie: 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
ELFH-50V-001	All-in-one-System	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-50V-001	22,03125	4,10	90272000	08434868117211

PRODUKTFOTO



ACCESSORIES INCLUDED

Part	Description	Qty
Comb	1.0 mm, 12+12 teeth/27 teeth	4 pcs
Comb	1.5mm, 7+7 teeth/14 teeth	1 pc
Comb	1.5mm, 9+9 teeth/19 teeth	1 pc
Comb	2.0mm, 2+3 teeth/3+3 teeth	1 pc
Tray	130×130mm	1 pc
Tray	130×65mm	1 pc
Tray	65×65mm	2 pcs
Gel tray	Gel making area: 130×130mm, 130×65mm, 65×65mm	1 pc