

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BLOQUE REFRIGERADOR LÍQUIDO PARA PCR

Descripción : Sistema de enfriamiento reutilizable para tubos y placas PCR de 0,2 ml. Tras 2 horas de precongelación a -20 °C, mantiene las muestras a 0 °C por más de 1 hora, protegiéndolas frente a la degradación térmica. Alternativa limpia y eficaz al hielo, ideal para preparación y conservación de muestras sensibles antes de la reacción PCR. Compatible con tubos individuales, tiras y placas de 96 pocillos

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
ICEC-096-001	para 96 tubos de 0,2 ml, azul	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : LIQUID COOLING BLOCK FOR PCR

Description : Reusable cooling system for 0.2 ml PCR tubes and plates. After 2 hours of pre-freezing at -20 °C, it maintains samples at 0 °C for over 1 hour, protecting them from thermal degradation. A clean and effective alternative to ice, ideal for preparation and preservation of sensitive samples before PCR reaction. Compatible with individual tubes, strips, and 96-well plates

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
ICEC-096-001	for 96 tubes of 0.2 ml, blue	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RACK RÉFRIGÉRANT À FLUIDE POUR PCR

Description : Système de refroidissement réutilisable pour tubes et plaques PCR de 0,2 ml. Après 2 heures de pré congélation à -20 °C, maintient les échantillons à 0 °C pendant plus d'une heure, les protégeant ainsi de la dégradation thermique. Alternative propre et efficace à la glace, idéal pour la préparation et la conservation des échantillons sensibles avant la réaction PCR. Compatible avec tubes individuels, barrettes et plaques 96 puits

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
ICEC-096-001	pour 96 tubes de 0,2 ml, bleu	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RACK REFRIGERATO PER PCR

Descrizione : Sistema di raffreddamento riutilizzabile per tubi e piastre PCR da 0,2 ml. Dopo 2 ore di precongelamento a -20 °C, mantiene i campioni a 0 °C per oltre 1 ora, proteggendoli dalla degradazione termica. Rappresenta un'alternativa pulita ed efficace al ghiaccio, ideale per la preparazione e la conservazione di campioni sensibili prima della reazione PCR. Compatibile con tubi singoli, strip e piastre da 96 pozzetti

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
ICEC-096-001	per 96 tubi da 0,2 ml, azzurro	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1942**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : VLOEISTOFGEKOELD PCR REK**

Beschrijving : Herbruikbaar koelsysteem voor PCR-buisjes en platen van 0,2 ml. Na 2 uur voorvriezen bij -20 °C houdt het de monsters meer dan 1 uur op 0 °C, waardoor ze worden beschermd tegen thermische degradatie. Dit systeem is een schoon en effectief alternatief voor ijs, ideaal voor het voorbereiden en bewaren van gevoelige monsters vóór de PCR-reactie. Compatibel met individuele buisjes, strips en platen met 96 wells

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
ICEC-096-001	voor 96 buisjes van 0,2 ml, blauw	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : FLÜSSIGKEITSGEKÜHLTES PCR-RACK

Beschreibung : Wiederverwendbares Kühlsystem für PCR-Röhrchen und Platten (0,2 ml). Nach 2 Stunden Vorkühlung bei -20 °C hält es die Proben über 1 Stunde lang bei 0 °C und schützt sie wirkungsvoll vor thermischer Degradation. Saubere und effiziente Alternative zu Eis, ideal zur Probenvorbereitung und Zwischenlagerung temperaturempfindlicher Proben vor der PCR-Reaktion. Kompatibel mit Einzelröhrchen, 8er-Strips und 96-Well-Platten.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
ICEC-096-001	für 96 x 0,2-ml-Röhrchen, blau	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ICEC-096-001	0,4	0,11	38249999	08434868117105

PRODUKTFOTO

