

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H70**

Descripción : Tanque horizontal para separación de ADN en geles de agarosa. Fabricado en policarbonato de alta transparencia con tapa y electrodos desmontables. Incluye bandeja de gel y múltiples peines (6 y 11 pocillos, en grosores de 1,0 y 1,5 mm). Diseño compacto con orificios de ventilación y función de seguridad que previene conexiones invertidas. Electrodo de platino 99,99%




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** HORIZONTAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT H70

Description : Horizontal tank for DNA separation in agarose gels. Manufactured from high-transparency polycarbonate with a detachable lid and electrodes. Supplied with gel tray and multiple combs (6- and 11-well, in 1.0 and 1.5 mm thicknesses). Compact design with ventilation slots and a safety feature that prevents reversed connections. Electrodes made of 99.99% platinum




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	gel dimensions (mm)	pcs/pack
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE HORIZONTALE, VOLT H70

Description : Cuve horizontale pour la séparation de l'ADN sur gels d'agarose. Fabriquée en polycarbonate haute transparence avec couvercle et électrodes amovibles. Fournie avec plateau de gel et plusieurs peignes (6 et 11 puits, épaisseurs de 1,0 et 1,5 mm). Conception compacte avec orifices de ventilation et dispositif de sécurité empêchant les inversions de polarité. Électrodes en platine 99,99%



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions du gel (mm)	unités par ref.
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI ORIZZONTALE, VOLT H70

Descrizione : Serbatoio orizzontale per la separazione del DNA in gel di agarosio. Realizzato in policarbonato ad alta trasparenza con coperchio e elettrodi rimovibili Include vaschetta per gel e piastre multiple (6 e 11 pozzetti, spessori 1,0 e 1,5 mm) Design compatto con fori di ventilazione e funzione di sicurezza che previene collegamenti invertiti Elettrodi in platino 99,99%



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni del gel (mm)	unità per ref.
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : HORIZONTAAL ELEKTROFORESESYSTEEM, VOLT H70

Beschrijving : Horizontale tank voor DNA-scheiding in agarosegels. Gemaakt van zeer transparant polycarbonaat met afneembaar deksel en elektroden. Inclusief gelbakje en meerdere kammen (6 en 11 wells, met diktes van 1,0 en 1,5 mm). Compact ontwerp met ventilatieopeningen en veiligheidsfunctie die omgekeerde aansluitingen voorkomt. Elektroden van 99,99% platina



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen van de gel (mm)	stuks per ref.
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SYSTEM ZUR HORIZONTALEN ELEKTROPHORESE, VOLT H70

Beschreibung : Horizontaler Tank zur Trennung von DNA in Agarosegelen. Hergestellt aus hochtransparentem Polycarbonat mit abnehmbarem Deckel und Elektroden. Inklusive Gelschale und mehreren Kämmen (6 und 11 Vertiefungen, in den Stärken 1,0 und 1,5 mm). Kompaktes Design mit Belüftungsöffnungen und Sicherheitsfunktion, die eine Verpolung verhindert. Elektroden aus 99,99 % Platin.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße des Gels (mm)	Stückzahl pro Artikel
ELFH-300-001	300 ml	60 x 75	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-300-001	1,305	1,20	90272000	08434868117587

PRODUKTFOTO

