

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H120**Descripción :** Sistema adaptable a múltiples formatos de gel (120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm). Fabricación en policarbonato sin fugas, con tapa y electrodos desmontables. Incluye bandejas intercambiables y amplia variedad de peines (hasta 25 pocillos). Ideal para procesamiento simultáneo de múltiples muestras


El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** HORIZONTAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT H120**Description :** System adaptable to multiple gel formats (120 × 120 mm, 120 × 60 mm, 60 × 120 mm, 60 × 60 mm). Leak-proof polycarbonate construction with detachable lid and electrodes. Supplied with interchangeable trays and a wide range of combs (up to 25 wells). Ideal for the simultaneous processing of multiple samples


Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	gel dimensions (mm)	pcs/pack
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE HORIZONTALE, VOLT H120**Description :** Système adaptable à plusieurs formats de gel (120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm). Conçu en polycarbonate étanche, avec couvercle et électrodes amovibles. Livré avec plateaux interchangeables et large gamme de peignes (jusqu'à 25 puits). Idéal pour le traitement simultané de multiples échantillons

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions du gel (mm)	unités par ref.
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI ORIZZONTALE, VOLT H120

Descrizione : Sistema adattabile a più formati di gel: 120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm. Realizzato in policarbonato a tenuta stagna, con coperchio e elettrodi rimovibili. Include vaschette intercambiabili e ampia varietà di piastre (fino a 25 pozzetti). Ideale per lavorazione simultanea di più campioni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni del gel (mm)	unità per ref.
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : HORIZONTAL ELEKTROFORESESYSTEEM, VOLT H120**

Beschrijving : Aanpasbaar systeem voor meerdere gelformaten (120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm). Gemaakt van lekvrij polycarbonaat, met afneembaar deksel en elektroden. Inclusief verwisselbare trays en een breed assortiment kammen (tot 25 wells). Ideaal voor gelijktijdige verwerking van meerdere monsters




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen van de gel (mm)	stuks per ref.
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SYSTEM ZUR HORIZONTALEN ELEKTROPHORESE, VOLT H120

Beschreibung : Anpassungsfähiges System für verschiedene Gelformate (120 x 120 mm, 120 x 60 mm, 60 x 120 mm, 60 x 60 mm). Auslaufsicheres Polycarbonatgehäuse mit abnehmbarem Deckel und abnehmbaren Elektroden. Mit austauschbaren Schalen und einer großen Auswahl an Kämmen (bis zu 25 Vertiefungen). Ideal für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße des Gels (mm)	Stückzahl pro Artikel
ELFH-700-001	700 ml	60 x 60, 120 x 60, 120 x 120	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-700-001	1,305	1,20	90272000	08434868117570

PRODUKTFOTO

