

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL, VOLT H130**

Descripción : Diseñado para electroforesis de ADN de alto rendimiento. Acepta geles grandes (130 x 200 mm) y pequeños (130 x 150 mm). Incluye tapa con filtro azul para protección lumínica, sistema de nivelación ajustable y electrodos desmontables. Compatible con peines de hasta 26 pocillos. Ideal para laboratorios que requieren precisión y eficiencia en separaciones genéticas




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones del gel (mm)	unidades por ref.
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : HORIZONTAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT H130**

Description : Designed for high-throughput DNA electrophoresis. Accommodates both large gels (130 × 200 mm) and small gels (130 × 150 mm). Includes lid with blue filter for light protection, adjustable leveling system, and detachable electrodes. Compatible with combs of up to 26 wells. Ideal for laboratories requiring precision and efficiency in genetic separations




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	gel dimensions (mm)	pcs/pack
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE HORIZONTALE, VOLT H130

Description : Conçu pour l'électrophorèse d'ADN à haut rendement. Compatible avec gels grands formats (130 x 200 mm) et formats réduits (130 x 150 mm). Équipé d'un couvercle avec filtre bleu pour protection lumineuse, d'un système de nivellement réglable et d'électrodes amovibles. Compatible avec peignes jusqu'à 26 puits. Idéal pour les laboratoires exigeant précision et efficacité dans les séparations génétiques



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions du gel (mm)	unités par ref.
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI ORIZZONTALE, VOLT H130

Descrizione : Progettato per elettroforesi di DNA ad alto rendimento. Adatto a gel di grandi dimensioni (130 x 200 mm) e piccole (130 x 150 mm). Include coperchio con filtro blu per protezione dalla luce, sistema di livellamento regolabile ed elettrodi rimovibili. Compatibile con piastre fino a 26 pozzetti. Ideale per laboratori che richiedono precisione ed efficienza nelle separazioni genetiche



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni del gel (mm)	unità per ref.
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : HORIZONTAL ELEKTROFORESESYSTEEM, VOLT H130**

Beschrijving : Ontworpen voor hoogwaardige DNA-elektroforese. Geschikt voor grote (130 x 200 mm) en kleine (130 x 150 mm) gels. Inclusief deksel met blauw filter voor bescherming tegen licht, verstelbaar nivelleringssysteem en afneembare elektroden. Compatibel met kammen met maximaal 26 wells. Ideaal voor laboratoria die precisie en efficiëntie vereisen bij genetische scheidingen




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen van de gel (mm)	stuks per ref.
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SYSTEM ZUR HORIZONTALEN ELEKTROPHORESE, VOLT H130

Beschreibung : Entwickelt für die Hochleistungs-DNA-Elektrophorese. Geeignet für große (130 x 200 mm) und kleine (130 x 150 mm) Gele. Mit blauem Filterdeckel zum Lichtschutz, einstellbarem Nivelliersystem und abnehmbaren Elektroden. Kompatibel mit Kämmen mit bis zu 26 Vertiefungen. Ideal für Labore, die bei genetischen Trennungen Präzision und Effizienz benötigen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße des Gels (mm)	Stückzahl pro Artikel
ELFH-800-001	800 ml	130 x 150, 130 x 200	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFH-800-001	1,305	1,20	90272000	08434868117563

PRODUKTFOTO

