

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, VOLT V80**

**Descripción :** Diseñado para electroforesis vertical de pequeñas cantidades de muestras de ácidos nucleicos o proteínas. Fabricado en una sola pieza con sellado de silicona. Permite correr dos geles de 8,3 x 7,3 cm simultáneamente. Incorpora función de autoapagado al retirar la tapa y conectores de seguridad para evitar errores de polaridad. Electrodo de platino de alta pureza (99.99%) para máxima conductividad. Compatible con sistema de transferencia Volt T90





El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | dimensiones del gel (mm) | número de geles | unidades por ref. |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| ELFV-V80-001 | 83 x 73                  | 1 - 2           | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name : VERTICAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT V80**

**Description :** Designed for vertical electrophoresis of small quantities of nucleic acid or protein samples. One-piece construction with silicone sealing. Allows simultaneous running of two gels (8.3 × 7.3 cm). Features auto shut-off when the lid is removed and safety connectors to prevent polarity errors. High-purity platinum electrodes (99.99%) for maximum conductivity. Compatible with the Volt T90 transfer system




Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

| reference    | gel dimensions (mm) | number of gels | pcs/pack |
|--------------|---------------------|----------------|----------|
| ELFV-V80-001 | 83 x 73             | 1 - 2          | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

**PRODUCT PHOTO**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE VERTICALE, VOLT V80**

**Description :** Conçu pour l'électrophorèse verticale de petites quantités d'échantillons d'acides nucléiques ou de protéines. Structure monobloc avec joint en silicone. Permet la migration simultanée de deux gels de 8,3 x 7,3 cm. Intègre une fonction d'arrêt automatique lors du retrait du couvercle et des connecteurs de sécurité évitant les inversions de polarité. Électrodes en platine haute pureté (99,99%) pour une conductivité optimale. Compatible avec le système de transfert Volt T90



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | dimensions du gel (mm) | nombre de gels | unités par ref. |
|--------------|------------------------|----------------|-----------------|
| ELFV-V80-001 | 83 x 73                | 1 - 2          | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI VERTICALE, VOLT V80**

**Descrizione :** Progettato per elettroforesi verticale di piccole quantità di campioni di acidi nucleici o proteine. Realizzato in un unico pezzo con guarnizione in silicone. Consente la corsa simultanea di due gel da 8,3 x 7,3 cm. Include funzione di spegnimento automatico quando si rimuove il coperchio e connettori di sicurezza per prevenire errori di polarità. Elettrodi in platino ad alta purezza (99,99%) per massima conducibilità. Compatibile con il sistema di trasferimento Volt T90



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


## DATI TECNICI

| referenza    | dimensioni del gel (mm) | numero di gel | unità per ref. |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 83 x 73                 | 1 - 2         | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : VERTICAAL ELEKTROFORESESYSTEEM, VOLT V80**

**Beschrijving :** Ontworpen voor verticale elektroforese van kleine hoeveelheden nucleïnezuren of eiwitten. Vervaardigd uit één stuk met siliconenafdichting. Maakt het mogelijk om twee gels van 8,3 x 7,3 cm tegelijkertijd te laten lopen. Voorzien van automatische uitschakeling bij het verwijderen van het deksel en veiligheidsconnectoren om polariteitsfouten te voorkomen. Elektroden van zeer zuiver platina (99,99%) voor maximale geleidbaarheid. Compatibel met Volt T90-overdrachtssysteem



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | afmetingen van de gel (mm) | aantal gels | stuks per ref. |
|--------------|----------------------------|-------------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 83 x 73                    | 1 - 2       | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : SYSTEM ZUR VERTIKALTEN ELEKTROPHORESE, VOLT V80**

**Beschreibung** : Entwickelt für die vertikale Elektrophorese kleiner Mengen von Nukleinsäure- oder Proteinproben. Hergestellt aus einem Stück mit Silikondichtung. Ermöglicht die gleichzeitige Durchführung von zwei Gelen mit den Maßen 8,3 x 7,3 cm. Mit automatischer Abschaltfunktion beim Abnehmen des Deckels und Sicherheitsanschlüssen zur Vermeidung von Polaritätsfehlern. Hochreine Platinelektroden (99,99 %) für maximale Leitfähigkeit. Kompatibel mit dem Transfersystem Volt T90.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Maße des Gels (mm) | Anzahl der Gele | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| ELFV-V80-001  | 83 x 73            | 1 - 2           | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| ELFV-V80-001 | 1,305     | 1,20 | 90272000 | 08434868117631 |

## PRODUKTFOTO

