

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE ELECTROFORESIS VERTICAL, VOLT VX80**

Descripción : Sistema vertical robusto para PAGE y SDS-PAGE. Incluye placas de vidrio con juntas integradas para evitar fugas de gel. Bastidor con sistema de cierre tipo leva que asegura una alineación precisa. Peines especiales que no interfieren con la polimerización del gel. Capacidad para correr 4 geles simultáneamente. Tiempo de corrida estándar de 45 minutos a 200 V. Compatible con sistema de transferencia Volt TX90




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones del gel (mm)	número de geles	unidades por ref.
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : VERTICAL ELECTROPHORESIS SYSTEM, VOLT VX80**

Description : Robust vertical system for PAGE and SDS-PAGE. Supplied with glass plates featuring integrated gaskets to prevent gel leakage. Frame with cam-type locking system ensures precise alignment. Special combs designed not to interfere with gel polymerization. Capacity to run 4 gels simultaneously. Standard run time: 45 minutes at 200 V. Compatible with the Volt TX90 transfer system




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	gel dimensions (mm)	number of gels	pcs/pack
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME D'ÉLECTROPHORÈSE VERTICALE, VOLT VX80

Description : Système vertical robuste pour PAGE et SDS-PAGE. Plaques de verre avec joints intégrés pour éviter toute fuite de gel. Châssis équipé d'un système de verrouillage à came assurant un alignement précis. Peignes spécifiques n'interférant pas avec la polymérisation du gel. Capacité d'observation de 4 gels simultanément. Temps de migration standard de 45 minutes à 200 V. Compatible avec le système de transfert Volt TX90



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions du gel (mm)	nombre de gels	unités par ref.
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI ELETTROFORESI VERTICALE, VOLT VX80

Descrizione : Sistema verticale robusto per PAGE e SDS-PAGE. Include piastre in vetro con guarnizioni integrate per evitare perdite di gel. Telaio con chiusura a leva che garantisce un allineamento preciso. Peine speciali che non interferiscono con la polimerizzazione del gel. Capacità di analizzare 4 gel simultaneamente. Durata standard: 45 minuti a 200 V. Compatibile con il sistema di trasferimento Volt TX90



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	dimensioni del gel (mm)	numero di gel	unità per ref.
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VERTICAAL ELEKTROFORESESISTEEM, VOLT VX80

Beschrijving : Robuust verticaal systeem voor PAGE en SDS-PAGE. Inclusief glasplaten met geïntegreerde afdichtingen om geluitlep te voorkomen. Frame met klepsluiting voor een nauwkeurige uitlijning. Speciale kammen die de polymerisatie van de gel niet verstoren. Mogelijkheid om 4 gels tegelijkertijd te observeren. Standaard looptijd van 45 minuten bij 200 V. Compatibel met Volt TX90-overdrachtssysteem



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen van de gel (mm)	aantal gels	stuks per ref.
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SYSTEM ZUR VERTIKALTEN ELEKTROPHORESE, VOLT VX80

Beschreibung : Robustes vertikales System für PAGE und SDS-PAGE. Enthält Glasplatten mit integrierten Dichtungen, um ein Auslaufen des Gels zu verhindern. Rahmen mit Hebelverschlussystem, das eine präzise Ausrichtung gewährleistet. Spezielle Kämme, die die Polymerisation des Gels nicht beeinträchtigen. Möglichkeit, 4 Gele gleichzeitig zu beobachten. Standardlaufzeit von 45 Minuten bei 200 V. Kompatibel mit dem Transfersystem Volt TX90.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße des Gels (mm)	Anzahl der Gele	Stückzahl pro Artikel
ELFV-X80-001	83 x 73	1 - 4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFV-X80-001	1,305	1,20	90272000	08434868117624

PRODUKTFOTO

