

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE TRANSFERENCIA, VOLT T90**

Descripción : Cuenta con un área útil de transferencia de 110 x 90 mm, permitiendo la transferencia eficiente de dos geles de hasta 83 x 73 mm simultáneamente. Fabricado en policarbonato transparente resistente a impactos. Diseño con electrodos positivos y negativos separados por 4 cm para un campo eléctrico fuerte. Electrodo de platino 99,99% para mejor conductividad. Incluye cassette portageles y sistema de enfriamiento por hielo o módulo azul. Compatible con modelo Volt V80




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	área de transferencia	número de geles	unidades por ref.
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : TRANSFER SYSTEM, VOLT T90**

Description : Features a transfer area of 110 × 90 mm, enabling efficient transfer of two gels of up to 83 × 73 mm simultaneously. Constructed from impact-resistant transparent polycarbonate. Design with positive and negative electrodes separated by 4 cm for a strong electric field. Electrodes made of 99.99% platinum for optimal conductivity. Supplied with gel cassette and cooling system using ice or blue cooling module. Compatible with the Volt V80 model




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	transfer area	number of gels	pcs/pack
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MODULE DE TRANSFERT, VOLT T90

Description : Surface utile de transfert de 110 x 90 mm, permettant la migration efficace de deux gels jusqu'à 83 x 73 mm simultanément. Fabriqué en polycarbonate transparent résistant aux chocs. Conception avec électrodes positives et négatives séparées de 4 cm pour générer un champ électrique puissant. Électrodes en platine 99,99% assurant une conductivité optimale. Livré avec cassette porte-gels et système de refroidissement par glace ou accumulateur de froid. Compatible avec le modèle Volt V80



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	zone de transfert	nombre de gels	unités par ref.
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI TRASFERIMENTO, VOLT T90

Descrizione : Dispone di un'area utile per il trasferimento di 110 x 90 mm, che consente la trasferta efficiente di due gel fino a 83 x 73 mm simultaneamente. Realizzato in policarbonato trasparente resistente agli urti. Design con elettrodi positivo e negativo separati da 4 cm per un campo elettrico intenso. Elettrodi in platino 99,99% per una migliore conducibilità. Include cassetta portagel e sistema di raffreddamento con ghiaccio o modulo blu. Compatibile con il modello Volt V80



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	area di trasferimento	numero di gel	unità per ref.
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : TRANSFERSYSTEEM, VOLT T90**

Beschrijving : Beschikt over een bruikbaar transferoppervlak van 110 x 90 mm, waardoor twee gels van maximaal 83 x 73 mm tegelijkertijd efficiënt kunnen worden overgedragen. Gemaakt van transparant, impactbestendig polycarbonaat. Design met positieve en negatieve elektroden die 4 cm van elkaar verwijderd zijn voor een sterk elektrisch veld. Elektroden van 99,99% platina voor een betere geleidbaarheid. Inclusief gelcassette en koelsysteem met ijs of blauwe module. Compatibel met model Volt V80




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	overdrachtsgebied	aantal gels	stuks per ref.
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TRANSFERSYSTEM, VOLT T90

Beschreibung : Verfügt über eine Nutzfläche von 110 x 90 mm, wodurch zwei Gele mit einer Größe von bis zu 83 x 73 mm gleichzeitig effizient übertragen werden können. Hergestellt aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat. Design mit positiven und negativen Elektroden, die 4 cm voneinander entfernt sind, um ein starkes elektrisches Feld zu erzeugen. Elektroden aus 99,99 % Platin für bessere Leitfähigkeit. Inklusive Gelkassette und Kühlsystem mit Eis oder blauem Modul. Kompatibel mit dem Modell Volt V80.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Transferbereich	Anzahl der Gele	Stückzahl pro Artikel
ELFT-T90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-T90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117617

PRODUKTFOTO

