

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : SISTEMA DE TRANSFERENCIA, VOLT TX90**

Descripción : Sistema para transferencia de proteínas en geles de 83 x 73 mm. Estructura de policarbonato de alta resistencia con módulo de enfriamiento azul integrado. Distancia de 4/5,5 cm entre electrodos para una transferencia eficiente. Electrodo de platino de alta pureza. Incluye rodillo anti-burbujas y cassettes portageles de fácil apertura. Modelo para 2 o 4 geles. Compatibles con modelo Volt VX80




El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	área de transferencia	número de geles	unidades por ref.
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : TRANSFER SYSTEM, VOLT TX90**

Description : Compact system for protein transfer in gels of 83 × 73 mm. High-strength polycarbonate structure with integrated blue cooling module. Electrode spacing of 4 / 5.5 cm for efficient transfer. High-purity platinum electrodes. Supplied with anti-bubble roller and easy-open gel cassettes. Available in 2- or 4-gel models. Compatible with the Volt VX80 model




Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	transfer area	number of gels	pcs/pack
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SYSTÈME DE TRANSFERT, VOLT TX90

Description : Système compact pour le transfert de protéines sur gels de 83 x 73 mm. Structure en polycarbonate haute résistance avec un système de refroidissement intégré. Distance de 4 / 5,5 cm entre électrodes pour une efficacité de transfert optimale. Électrodes en platine haute pureté. Livré avec rouleau anti-bulles et cassettes porte-gels à ouverture facile. Modèle pour 2 ou 4 gels. Compatible avec le modèle Volt VX80



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	zone de transfert	nombre de gels	unités par ref.
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SISTEMA DI TRASFERIMENTO, VOLT TX90

Descrizione : Sistema compatto per il trasferimento di proteine in gel 83 x 73 mm. Struttura in policarbonato ad alta resistenza con modulo di raffreddamento blu integrato. Distanza tra gli elettrodi di 4 / 5,5 cm per un trasferimento efficiente. Elettrodi in platino ad alta purezza. Include rullo frangibolle e cassetta portagel ad apertura facilitata. Modello disponibile per 2 o 4 gel. Compatibile con il modello Volt VX80



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	area di trasferimento	numero di gel	unità per ref.
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRANSFERSYSTEEM, VOLT TX90

Beschrijving : Compact systeem voor proteïne transfer in gels van 83 x 73 mm. Zeer stevige polycarbonaatstructuur met geïntegreerde blauwe koelmodule. Afstand van 4/5,5 cm tussen elektroden voor een efficiënte transfer. Elektroden van zeer zuiver platina. Inclusief anti-bellenroller en gemakkelijk te openen gelcassettes. Model voor 2 of 4 gels. Compatibel met model Volt VX80



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	overdrachtsgebied	aantal gels	stuks per ref.
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TRANSFERSYSTEM, VOLT TX90

Beschreibung : Kompaktes System für den Proteintransfer in 83 x 73 mm großen Gelen. Hochfeste Polycarbonatkonstruktion mit integriertem blauen Kühlmodul. Abstand von 4/5,5 cm zwischen den Elektroden für einen effizienten Transfer. Elektroden aus hochreinem Platin. Mit Anti-Blasen-Walze und leicht zu öffnenden Gelkassetten. Modell für 2 oder 4 Gele. Kompatibel mit dem Modell Volt VX80.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Transferbereich	Anzahl der Gele	Stückzahl pro Artikel
ELFT-X90-001	90 x 110 mm	1 - 2	1
ELFT-X94-001	90 x 110 mm	1 - 4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFT-X90-001	1,305	1,20	90272000	08434868117600
ELFT-X94-001	1,305	1,20	90272000	08434868117594

PRODUKTFOTO

