

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ELECTROFORESIS, VOLT E600**

Descripción : Fuente de alimentación versátil y potente, ideal para electroforesis en gel, transferencia (blotting) y otras aplicaciones exigentes. Dispone de pantalla táctil LCD para una programación sencilla y control en tiempo real. Permite operar hasta cuatro sistemas de electroforesis simultáneamente (4 salidas de corriente) en modo voltaje, corriente o potencia constante. Incorpora protección contra cortocircuitos, sin carga y recuperación tras fallos eléctricos. Diseño apilable con patas ajustables para ahorrar espacio en el laboratorio. 100-140 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	intensidad de salida	potencia de salida	voltaje de salida	unidades por ref.
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : POWER SUPPLY FOR ELECTROPHORESIS, VOLT E600**

Description : Versatile and powerful power supply, ideal for gel electrophoresis, transfer (blotting), and other demanding applications. Equipped with an LCD touchscreen for easy programming and real-time monitoring. Capable of operating up to four electrophoresis systems simultaneously (4 current outputs) in constant voltage, current, or power modes. Includes protection against short circuits, no-load operation, and recovery after power failures. Stackable design with adjustable feet to save laboratory space. 100-140 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	output intensity	output power	output voltage	pcs/pack
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : ALIMENTATION POUR ÉLECTROPHORÈSE, VOLT E600**

Description : Alimentation polyvalente et puissante, idéale pour l'électrophorèse sur gel, le transfert (blotting) et autres applications exigeantes. Équipée d'un écran tactile LCD pour une programmation simple et un contrôle en temps réel. Permet de faire fonctionner simultanément jusqu'à quatre systèmes d'électrophorèse (4 sorties indépendantes) en mode tension constante, courant constant ou puissance constante. Intègre une protection contre les courts-circuits, le fonctionnement à vide et assure la reprise après coupure électrique. Conception empilable avec pieds réglables pour un gain d'espace au laboratoire. 100-140 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	intensité sortie	puissance sortie	tension sortie	unités par ref.
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ALIMENTATORE PER ELETTROFORESI, VOLT E600

Descrizione : Alimentatore versatile e potente, ideale per elettroforesi su gel, trasferimento (blotting) e altre applicazioni impegnative. Dotato di schermo LCD touch per una programmazione semplice e un controllo in tempo reale. Consente di far funzionare fino a quattro sistemi di elettroforesi simultaneamente (4 uscite di corrente) in modalità tensione, corrente o potenza costante. Integrale protezione contro cortocircuiti, assenza di carico e ripristino dopo interruzioni elettriche. Design impilabile con piedini regolabili per ottimizzare lo spazio in laboratorio. 100-140 V / 50-60 Hz. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	intensità di uscita	tensione di uscita	unità per ref.
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 360 W	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ELEKTROFORESE STROOMVOORZIENING, VOLT E600

Beschrijving : Veelzijdige en krachtige stroomvoorziening, ideaal voor gelelektroforese, transfer (blotting) en andere veeleisende toepassingen. Met LCD-touchscreen voor eenvoudige programmering en realtime controle. Maakt gelijktijdige werking van maximaal vier elektroforesesystemen (4 stroomuitgangen) mogelijk in spannings-, stroom- of constant vermogensmodus. Voorzien van beveiliging tegen kortsluiting, stroomuitval en herstel na stroomstoringen. Stapelbaar ontwerp met verstelbare pootjes om ruimte te besparen in het laboratorium. 100-140 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	uitgangsstroom	uitgangsvermogen	uitgangsspanning	stuks per ref.
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : STROMVERSORGUNG FÜR ELEKTROPHORESE, VOLT E600

Beschreibung : Vielseitige und leistungsstarke Stromversorgung, ideal für Gelelektrophorese, Transfer (Blotting) und andere anspruchsvolle Anwendungen. Mit LCD-Touchscreen für einfache Programmierung und Echtzeitsteuerung. Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu vier Elektrophoresesystemen (4 Stromausgänge) im Spannungs-, Strom- oder Konstantleistungsmodus. Mit Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz und Wiederherstellung nach Stromausfällen. Stapelbares Design mit verstellbaren Füßen, um Platz im Labor zu sparen. 100-140 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	Eingangsintensität	Ausgangsleistung	Ausgangsspannung	Stückzahl pro Artikel
ELFP-60L-001	310 x 260 x 115	0 - 600 V	0 - 600 mA	0 - 360 W	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ELFP-60L-001	20	6,00	90272000	08434868117372

PRODUKTFOTO

