

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : MICROTUBOS CON TAPÓN DE ROSCA**

Descripción : Fabricado en polipropileno de grado médico USP Clase VI conforme a FDA. Soporta hasta 20000 g de RCF y ciclos de congelación a -80 °C y descongelación a temperatura ambiente. Rosca con junta tórica integrada que ofrece mayor sellado y estabilidad. Libre de DNAsas, RNAsas, endotoxinas, ADN humano, inhibidores de PCR y ATP. Fabricado en salas limpias clase 100000 sin ensamblaje secundario, garantizando un entorno sin contaminación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Esterilizable en autoclave a 121°



Libre de DNAsa y RNAsa

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PCSC-005-100	0,5 ml con faldón	100
PCSC-E05-100	0,5 ml con faldón, estéril	100
PCSC-C15-100	1,5 ml fondo cónico, sin faldón	100
PCSC-C1E-100	1,5 ml fondo cónico, sin faldón, estéril	100
PCSC-S15-100	1,5 ml con faldón	100
PCSC-S1E-100	1,5 ml con faldón, estéril	100
PCSC-C20-100	2 ml fondo cónico, sin faldón	100
PCSC-S20-100	2 ml con faldón	100
PCSC-S2E-100	2 ml con faldón, estéril	100
PCSC-C2E-100	2 ml fondo cónico, sin faldón, estéril	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : SCREW-CAP MICROTUBE**

Description : Made of USP Class VI medical-grade polypropylene compliant with FDA regulations. Withstands up to 20000 xg RCF and freeze cycles at -80 °C with thawing at room temperature. Screw cap with integrated O-ring for enhanced sealing and stability. Free from DNases, RNases, endotoxins, human DNA, PCR inhibitors, and ATP. Manufactured in Class 100000 clean rooms without secondary assembly, ensuring a contamination-free environment. Free sterilization certificate available on the website



Autoclavability



DNase and RNase free

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PCSC-005-100	0.5 ml with skirt	100
PCSC-E05-100	0.5 ml with skirt, sterile	100
PCSC-C15-100	1.5 ml conical bottom, without skirt	100
PCSC-C1E-100	1.5 ml conical bottom, without skirt, sterile	100
PCSC-S15-100	1.5 ml with skirt	100
PCSC-S1E-100	1.5 ml with skirt, sterile	100
PCSC-C20-100	2 ml conical bottom, without skirt	100
PCSC-S20-100	2 ml with skirt	100
PCSC-S2E-100	2 ml with skirt, sterile	100
PCSC-C2E-100	2 ml conical bottom, without skirt, sterile	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : MICROTUBE À BOUCHON À VIS**

Description : Fabriqué en polypropylène de grade médical USP Classe VI conforme FDA. Résiste jusqu'à 20.000 xg de RCF, aux cycles de congélation à -80 °C et de décongélation à température ambiante. Filetage avec joint torique intégré assurant une meilleure étanchéité et une stabilité accrue. Exempt de DNases, RNases, endotoxines, ADN humain, inhibiteurs de PCR et ATP. Production en salle blanche classe 100.000 sans assemblage secondaire, garantissant un environnement sans contamination. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Autoclavable



Certifié sans DNase et RNase

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PCSC-005-100	0,5 ml avec jupe	100
PCSC-E05-100	0,5 ml avec jupe, stérile	100
PCSC-C15-100	1,5 ml fond conique, sans jupe	100
PCSC-C1E-100	1,5 ml fond conique, sans jupe, stérile	100
PCSC-S15-100	1,5 ml avec jupe	100
PCSC-S1E-100	1,5 ml avec jupe, stérile	100
PCSC-C20-100	2 ml fond conique, sans jupe	100
PCSC-S20-100	2 ml avec jupe	100
PCSC-S2E-100	2 ml avec jupe, stérile	100
PCSC-C2E-100	2 ml fond conique, sans jupe, stérile	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROTUBO CON TAPPO A VITE

Descrizione : Realizzato in polipropilene di grado medico USP Classe VI, conforme alla normativa FDA. Resiste fino a 20.000 xg di RCF e a cicli di congelamento a -80 °C e scongelamento a temperatura ambiente. La vite con guarnizione O-ring integrata garantisce maggiore tenuta e stabilità. Privo di DNasi, RNasi, endotossine, DNA umano, inibitore della PCR e ATP. Fabbricato in camere bianche di classe 100.000 senza assemblaggio secondario, assicurando un ambiente privo di contaminazioni. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Autoclavabile



Certificati come prive di DNase e RNase

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PCSC-005-100	0,5 ml con gonna	100
PCSC-E05-100	0,5 ml con gonna, sterile	100
PCSC-C15-100	1,5 ml fondo conico, senza gonna	100
PCSC-C1E-100	1,5 ml fondo conico, senza gonna, sterile	100
PCSC-S15-100	1,5 ml con gonna	100
PCSC-S1E-100	1,5 ml con gonna, sterile	100
PCSC-C20-100	2 ml fondo conico, senza gonna	100
PCSC-S20-100	2 ml con gonna	100
PCSC-S2E-100	2 ml con gonna, sterile	100
PCSC-C2E-100	2 ml fondo conico, senza gonna, sterile	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MICROBUISJES MET SCHROEFDOP

Beschrijving : Gemaakt van medisch polypropyleen van klasse VI volgens USP en FDA. Bestand tegen snelheden tot 20.000 g RCF en vriescycli bij -80 °C, evenals ontdooicycli bij kamertemperatuur. Schroefdraad met geïntegreerde O-ring voor betere afdichting en stabiliteit. Vrij van DNasen, RNasen, endotoxinen, menselijk DNA, PCR-remmers en ATP. Vervaardigd in cleanrooms van klasse 100000 zonder secundaire assemblage, waardoor een contaminatievrije omgeving is gegarandeerd. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Autoclaveerbaar



Vrij van DNase en RNase

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PCSC-005-100	0,5 ml met starand	100
PCSC-E05-100	0,5 ml met starand, steriel	100
PCSC-C15-100	1,5 ml conische bodem, zonder starand	100
PCSC-C1E-100	1,5 ml conische bodem, zonder starand, steriel	100
PCSC-S15-100	1,5 ml met starand	100
PCSC-S1E-100	1,5 ml met starand, steriel	100
PCSC-C20-100	2 ml conische bodem, zonder starand	100
PCSC-S20-100	2 ml met starand	100
PCSC-S2E-100	2 ml met starand, steriel	100
PCSC-C2E-100	2 ml conische bodem, zonder starand, steriel	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MIKRORÖHRCHEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

Beschreibung : Hergestellt aus medizinischem Polypropylen der Klasse VI gemäß USP und FDA. Sie halten bis zu 20.000 g RCF und Gefrierzyklen bei -80 °C sowie Auftauzyklen bei Raumtemperatur stand. Gewinde mit integriertem O-Ring für bessere Abdichtung und Stabilität. Frei von DNasen, RNasen, Endotoxinen, menschlicher DNA, PCR-Inhibitoren und ATP. Hergestellt in Reinräumen der Klasse 100000 ohne sekundäre Montage, wodurch eine kontaminationsfreie Umgebung gewährleistet ist. Kostenloses Sterilisationszertifikat auf der Website verfügbar.



Autoklavierbar



Zertifiziert DNase- und RNase-frei

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PCSC-005-100	0,5 ml mit Rand	100
PCSC-E05-100	0,5 ml mit Rand, steril	100
PCSC-C15-100	1,5 ml konischer Boden, ohne Rand	100
PCSC-C1E-100	1,5 ml konischer Boden, ohne Rand, steril	100
PCSC-S15-100	1,5 ml mit Rand	100
PCSC-S1E-100	1,5 ml mit Rand, steril	100
PCSC-C20-100	2 ml konischer Boden, ohne Rand	100
PCSC-S20-100	2 ml mit Rand	100
PCSC-S2E-100	2 ml mit Rand, steril	100
PCSC-C2E-100	2 ml konischer Boden, ohne Rand, steril	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PCSC-005-100	0,665	0,07	39269097	08434868118881
PCSC-E05-100	0,665	0,07	39269097	08434868118874
PCSC-C15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118867
PCSC-C1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118850
PCSC-S15-100	0,665	0,07	39269097	08434868118843
PCSC-S1E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118836
PCSC-C20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118829
PCSC-S20-100	0,665	0,07	39269097	08434868118812
PCSC-S2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118805
PCSC-C2E-100	0,665	0,07	39269097	08434868118799

