

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : ESTEREOMICROSCOPIO SUPERIOR, L100**

Descripción : Adecuados para inspección industrial, electrónica, gemología y control de calidad. Disponibles en versión binocular o trinocular, con sistema óptico tipo Greenough y cabezal inclinado a 45°, giratorio 360°, ajuste interpupilar de 54 -75 mm y corrección dióptrica bilateral ± 5 . Equipados con oculares WF10X/22 mm y zoom continuo de 0,67X a 4.5X (relación 6,7:1), ofrecen una magnificación estándar de 6,7X a 45X, extensible hasta 270X con accesorios opcionales. Su distancia de trabajo de 105 mm permite observar objetos voluminosos con comodidad. El enfoque se controla mediante cremalleras con mandos bilaterales, y la base incluye disco transparente con clips para muestras y sistema de iluminación LED doble ajustable (luz incidente y transmitida) con control de intensidad. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SM03-002-001	cabezal binocular	1
SM03-003-001	cabezal trinocular	1
MPAC-069-001	ocular WF10X/22 mm	1
MPAC-070-001	ocular WF15X/16 mm	1
MPAC-073-001	ocular WF30X/8 mm	1
MPAC-074-001	lente auxiliar 0,3X	1
MPAC-075-001	lente auxiliar 0,5X	1
MPAC-079-001	lente auxiliar 2X	1
MPAC-080-001	adaptador para cámara 0,5X tipo C	1
MPAC-081-001	stand	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : HIGH-END STEREOMICROSCOPE, L100**

Description : Suitable for industrial inspection, electronics, gemology, and quality control. Available in binocular or trinocular versions with Greenough optical system and 45° inclined head, rotatable 360°, interpupillary adjustment of 54–75 mm, and bilateral diopter adjustment ± 5 . Equipped with WF10X/22 mm eyepieces and continuous zoom from 0.67X to 4.5X (6.7:1 ratio), providing standard magnification from 6.7X to 45X, expandable up to 270X with optional accessories. The 105 mm working distance allows comfortable observation of bulky objects. Focusing is controlled via bilateral knobs with rack-and-pinion system, and the base includes a clear glass plate with sample clips and dual adjustable LED illumination (incident and transmitted light) with intensity control. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SM03-002-001	binocular head	1
SM03-003-001	trinocular head	1
MPAC-069-001	WF10X/22 mm eyepiece	1
MPAC-070-001	WF15X/16 mm eyepiece	1
MPAC-073-001	WF30X/8 mm eyepiece	1
MPAC-074-001	0.3X auxiliary lens	1
MPAC-075-001	0.5X auxiliary lens	1
MPAC-079-001	2X auxiliary lens	1
MPAC-080-001	0.5X C-mount camera adapter	1
MPAC-081-001	stand	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : STÉRÉOMICROSCOPE SUPÉRIEUR, L100

Description : Adapté à l'inspection industrielle, à l'électronique, à la gemmologie et au contrôle qualité. Disponible en version binoculaire ou trinoculaire, avec système optique Greenough, tête inclinée à 45°, rotative sur 360°, réglage interpupillaire de 54 à 75 mm, correction dioptrique bilatérale ± 5 . Oculaires grand champ WF10X/22 mm, zoom continu de 0,67X à 4,5X (rapport 6,7:1), offrant un grossissement standard de 6,7X à 45X, extensible jusqu'à 270X avec accessoires optionnels. Distance de travail de 105 mm pour l'observation d'échantillons volumineux. Mise au point par crémaillère à commandes bilatérales. Base avec plaque en verre transparent, pinces pour échantillons, éclairage LED double (incident et transmis) avec variateur d'intensité. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SM03-002-001	tête binoculaire	1
SM03-003-001	tête trinoculaire	1
MPAC-069-001	oculaire WF 10X/22 mm	1
MPAC-070-001	oculaire WF 15X/16 mm	1
MPAC-073-001	oculaire WF 30X/8 mm	1
MPAC-074-001	lentille auxiliaire 0,3X	1
MPAC-075-001	lentille auxiliaire 0,5X	1
MPAC-079-001	lentille auxiliaire 2X	1
MPAC-080-001	adaptateur pour caméra 0,5X type C	1
MPAC-081-001	stand	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : STEREOMICROSCOPIO PREMIUM, L100

Descrizione : Adatto per ispezione industriale, elettronica, gemmologia e controllo qualità. Disponibile in versione binoculare o trinoculare, con sistema ottico tipo Greenough e testata inclinata a 45°, girevole a 360°, regolazione interpupillare da 54 a 75 mm e correzione diottrica bilaterale ± 5 . Dotato di oculari WF10X/22 mm e zoom continuo da 0,67X a 4,5X (rapporto 6,7:1), offre una magnificazione standard da 6,7X a 45X, estendibile fino a 270X con accessori opzionali. La distanza di lavoro di 105 mm consente di osservare comodamente oggetti voluminosi. La messa a fuoco è controllata tramite cremagliere con comandi bilaterali, e la base include disco trasparente con pinze per campioni e sistema di illuminazione LED doppio regolabile (luce incidente e trasmessa) con controllo dell'intensità. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SM03-002-001	testata binoculare	1
SM03-003-001	testata trinoculare	1
MPAC-069-001	oculare WF10X/22 mm	1
MPAC-070-001	oculare WF15X/16 mm	1
MPAC-073-001	oculare WF30X/8 mm	1
MPAC-074-001	lente ausiliaria 0,3X	1
MPAC-075-001	lente ausiliaria 0,5X	1
MPAC-079-001	lente ausiliaria 2X	1
MPAC-080-001	adattatore fotocamera 0,5X tipo C	1
MPAC-081-001	stand	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : PREMIUM STEREOMICROSCOOP, L100**

Beschrijving : Geschikt voor industriële inspectie, elektronica, edelsteenkunde en kwaliteitscontrole. Verkrijgbaar in binoculaire of trinoculaire versie, met optisch systeem van het Greenough type en 45° gekantelde kop. 360° draaibaar, 54 -75 mm interpupilaire afstelling en bilaterale dioptriecorrectie ± 5 . Uitgerust met WF10X/22 mm oculairs en 0,67X tot 4,5X continue zoom (6,7:1 ratio). De microscoop levert een standaard vergroting van 6,7X tot 45X, uitbreidbaar tot 270X met optionele accessoires. Dankzij de werkafstand van 105 mm kunnen grote objecten comfortabel worden geobserveerd. Scherpstellen wordt geregeld door stelschroeven met bilaterale bediening en de basis bevat een transparante schijf met preparaatklemmen en een instelbaar dubbel LED verlichtingssysteem (invallend en doorvallend licht) met intensiteitsregeling. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SM03-002-001	binoculaire kop	1
SM03-003-001	trinoculaire kop	1
MPAC-069-001	WF10X/22 mm oculair	1
MPAC-070-001	WF15X/16 mm oculair	1
MPAC-073-001	WF30X/8 mm oculair	1
MPAC-074-001	hulplens 0,3X	1
MPAC-075-001	hulplens 0,5X	1
MPAC-079-001	hulplens 2X	1
MPAC-080-001	adapter camera 0,5X type C	1
MPAC-081-001	stativ	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : HOCHWERTIGES STEREOMIKROSKOP, L100

Beschreibung : Geeignet für industrielle Inspektion, Elektronik, Gemmologie und Qualitätskontrolle. Erhältlich in binokularer oder trinokularer Ausführung, mit Greenough-Optik und um 45° geneigtem Kopf, um 360° drehbar, Pupillenabstand einstellbar von 54 bis 75 mm und beidseitiger Dioptrienkorrektur ± 5 . Ausgestattet mit WF10X/22-mm-Okularen und einem stufenlosen Zoom von 0,67X bis 4,5X (Verhältnis 6,7:1) bieten sie eine Standardvergrößerung von 6,7X bis 45X, die mit optionalem Zubehör auf bis zu 270X erweitert werden kann. Der Arbeitsabstand von 105 mm ermöglicht die bequeme Betrachtung voluminöser Objekte. Die Fokussierung erfolgt über Zahnstangen mit beidseitigen Bedienelementen, und die Basis umfasst eine transparente Scheibe mit Clips für Proben und ein doppeltes, einstellbares LED-Beleuchtungssystem (Auflicht und Durchlicht) mit Intensitätsregelung. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SM03-002-001	binokularer Kopf	1
SM03-003-001	trinokularer Kopf	1
MPAC-069-001	Okular WF10X/22 mm	1
MPAC-070-001	Okular WF15X/16 mm	1
MPAC-073-001	Okular WF30X/8 mm	1
MPAC-074-001	Hilfslinse 0,3X	1
MPAC-075-001	Hilfslinse 0,5X	1
MPAC-079-001	Hilfslinse 2X	1
MPAC-080-001	Adapter Typ C 0,5X	1
MPAC-081-001	stand	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SM03-002-001	76,56	9,31	90118000	08434868115859
SM03-003-001	76,56	9,31	90118000	08434868115866
MPAC-069-001	3	0,49	90119090	08434868116016
MPAC-070-001	3	0,49	90119090	08434868116023
MPAC-073-001	3	0,49	90119090	08434868116139
MPAC-074-001	3	0,49	90119090	08434868116122
MPAC-075-001	3	0,49	90119090	08434868116115
MPAC-079-001	3	0,49	90119090	08434868116078
MPAC-080-001	3	0,49	90119090	08434868116061
MPAC-081-001	3	0,49	90119090	08434868116054

PRODUKTFOTO

