

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CUCHARA-ESPÁTULA DE MUESTREO, RECUBIERTA PTFE**Descripción :** En acero inoxidable 304, autoclavable. Diseñadas para facilitar el alcance de las muestras en las esquinas difíciles

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	wespátula (mm)	capacidad cuchara (ml)	unidades por ref.
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : SAMPLING SPOON-SPATULA, PTFE COATED****Description :** In 304 stainless steel, autoclavable. Specially shaped to facilitate the reaching of samples on difficult corners

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	wspatula (mm)	spoon capacity (ml)	pcs/pack
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CUILLÈRE-SPATULE D'ÉCHANTILLONNAGE, REVÊTUE DE PTFE**Description :** En acier inoxydable 304, autoclavable. Conçue pour faciliter l'accès aux échantillons dans les coins difficiles.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	larg.spatule (mm)	capacité cuillère (ml)	unités par ref.
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CUCCHIAIO-SPATOLA PER CAMPIONAMENTO, RIVESTITO IN PTFE**Descrizione :** In acciaio inox 304, autoclavabile. Ideale per raggiungere angoli difficili

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	hspatola (mm)	capacità cucchiaino (ml)	unità per ref.
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MONSTERLEPEL-SPATEL, MET PTFE-COATING**Beschrijving :** Van roestvrij staal type 304, autoclaveerbaar. Voor beter bereik in moeilijk bereikbare hoeken

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	bhandvat (mm)	lepel capaciteit (ml)	stuks per ref.
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409


PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : LÖFFELSPATEL ZUR PROBENNAHME, PTFE-BESCHICHTETER

Beschreibung : Aus Edelstahl 304, autoklavierbar. Das Design ermöglicht das Erreichen von Proben in schwer zugänglichen Ecken.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	WSpatel (mm)	Löffel Volumen (ml)	Stückzahl pro Artikel
SPST-150-001	150	12	2	1
SPST-210-001	210	12,8	2	1
SPST-300-001	300	24,1	9	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SPST-150-001	1,2	0,30	73269098	08434868118386
SPST-210-001	2,52	0,25	73269098	08434868118393
SPST-300-001	4,2	0,34	73269098	08434868118409

PRODUKTFOTO

