

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : VIAL PARA MUESTREO 40 ml

Descripción : En vidrio borosilicato 6.8 transparente, rosca 24-414. Diseñado para la recolección y almacenamiento de muestreo (VOC). Utilizados comúnmente en el monitoreo ambiental, control de calidad y pruebas de emisiones industriales para analizar compuestos orgánicos volátiles en muestras de aire, agua y suelo



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	h (mm)	Ø	unidades por ref.
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : 40 ml SAMPLING VIAL

Description : Made of clear borosilicate 6.8 glass, thread finish 24-414. Designed for the collection and storage of VOC samples. Commonly used in environmental monitoring, quality control, and industrial emission testing to analyze volatile organic compounds in air, water, and soil samples



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	h (mm)	Ø	pcs/pack
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON D'ÉCHANTILLONNAGE 40 ml**Description :** En verre borosilicaté 6.8 clair, filetage 24-414. Conçu pour la collecte et le stockage d'échantillons de COV. Couramment utilisé en surveillance environnementale, contrôle qualité et tests d'émissions industrielles pour analyser les composés organiques volatils dans les échantillons d'air, d'eau et de sol

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	h (mm)	Ø	unités par ref.
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : FLACONE DI CAMPIONAMENTO 40 ml**

Descrizione : In vetro borosilicato 6.8 trasparente, filettatura 24-414. Utilizzato per raccolta e conservazione di campioni COV. Ampiamente usato in monitoraggio ambientale, controllo qualità e test di emissioni industriali per analizzare i composti organici volatili presenti in campioni d'aria, acqua e suolo



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	h (mm)	Ø	unità per ref.
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

FOTO DEL PRODOTTO

Revisiedatum: 03/02/2026
Ref. Doc.: PDS-1968**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : 40 ml MONSTERFLES**

Beschrijving : Van helder borosilicaatglas 6.8, schroefdraad 24-414. Voor verzameling en opslag van VOC-monsters. Veel gebruikt bij milieumonitoring, kwaliteitscontrole en industriële emissietests voor het analyseren van vluchtige organische stoffen in lucht-, water- en bodemonsters



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	h (mm)	Ø	stuks per ref.
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : PROBENFLASCHE 40 ml**

Beschreibung : Aus klarem Borosilikatglas 6.8, Gewinde 24-414. Zur Probenahme und Lagerung von VOC. Häufig in Umweltmonitoring, Qualitätskontrolle und industriellen Emissionsprüfungen zur Analyse flüchtiger organischer Verbindungen in Luft-, Wasser- und Bodenproben verwendet.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	H (mm)	Ø	Stückzahl pro Artikel
SVST-040-100	40 ml	27,5	95 mm	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SVST-040-100	11	2,88	70109090	08434868118249

PRODUKTFOTO