

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo Büchner de polipropileno

Descripción : Autoclavable a 121 °C. Base desmontable para facilitar la limpieza



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	htotal (mm)	para papel de Ø	unidades por ref.
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Büchner funnel, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 °C. Removable base for an easy cleaning



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	htotal (mm)	for paper filter Ø	pcs/pack
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir Büchner en polypropylène**Description :** Autoclavable à 121 °C. Base démontable afin de faciliter le nettoyage

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	htotale (mm)	pour papier de Ø	unités par ref.
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto Büchner in polipropilene**Descrizione :** Autoclavabile a 121 °C. Base smontabile per facilitarne la pulizia

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	htotale (mm)	per carta di Ø	unità per ref.
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Büchner-trechter van polypropyleen**Beschrijving** : Autoclaveerbaar bij 121 °C. Verwijderbare basis voor eenvoudige reiniging

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	htotaal (mm)	voor papier met Ø	stuks per ref.
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Büchner-Trichter aus Polypropylen**Beschreibung :** Autoklavierbar bis 121 °C. Boden abnehmbar für eine einfache Reinigung.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	Hgesamt (mm)	für Filterpapier mit Ø	Stückzahl pro Artikel
BFUP-070-001	120 ml	75	140	70 mm	1
BFUP-110-001	400 ml	130	210	110 - 125 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFUP-070-001	0,96	0,045	39269097	08434868006706
BFUP-110-001	4,42	0,147	39269097	08434868006713

PRODUKTFOTO

