

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinza tres dedos doble ajuste**Descripción :** Dedos forrados de PVC, sin nuez (A) y con nuez (B)


DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.
RCD3-035-001	0 - 35	220	pequeña, sin nuez (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	grande, sin nuez (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	pequeña, con nuez (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	grande, con nuez (B)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION
Product name : Three finger double adjust clamp


Description : PVC coated prongs

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	l(mm)	type	pcs/pack
RCD3-035-001	0 - 35	220	small, without bosshead (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	large, without bosshead (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	small, with bosshead (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	large, with bosshead (B)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

PRODUCT PHOTO


INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince trois doigts double ajustement**Description :** Mors recouvert en PVC


DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	long. (mm)	type	unités par ref.
RCD3-035-001	0 - 35	220	petite, sans noix (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	grande, sans noix (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	petite, avec noix (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	grande, avec noix (B)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinza a tre branche e doppia regolazione**Descrizione :** Branche rivestite in PVC, senza morsetto (A) e con morsetto (B)


DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	L (mm)	tipo	unità per ref.
RCD3-035-001	0 - 35	220	piccola, senza morsetto (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	grande, senza morsetto (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	piccola, con morsetto (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	grande, con morsetto (B)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Klem drie vingers dubbele instelling**Beschrijving :** Met PVC gevoerde vingers, zonder moer (A) en met moer (B)


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	l (mm)	type	stuks per ref.
RCD3-035-001	0 - 35	220	klein, zonder moer (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	groot, zonder moer (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	klein, met moer (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	groot, met moer (B)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Stativklemme, zwei Stellschrauben, Typ Dreifinger
Beschreibung : Finger mit PVC-Einlagen, ohne Muffe (A) und mit Muffe (B).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
RCD3-035-001	0 - 35	220	klein, ohne Muffe (A)	1
RCD3-060-001	0 - 60	270	groß, ohne Muffe (A)	1
RDS3-035-001	0 - 35	180	klein, mit Muffe (B)	1
RDS3-060-001	0 - 60	210	groß, mit Muffe (B)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RCD3-035-001	0,612	0,185	82055980	08434868039568
RCD3-060-001	1,26	0,26	82055980	08434868039575
RDS3-035-001	0,432	0,19	82055980	08434868039612
RDS3-060-001	1,5	0,263	82055980	08434868039629

PRODUKTFOTO
