

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Malla metálica con centro de arcilla

Descripción : No contiene amianto



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'


DATOS TÉCNICOS

referencia	Øcerámica (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Ceramic plate, iron wire with clay center

Description : Without asbestos




Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	Øceramic (mm)	l(mm)	w (mm)	pcs/pack
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom produit : Grille métallique avec disque en argile
Description : Sans amiante



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øcéramique (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Reticella con disco in argilla**Descrizione :** Non contiene amianto


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	Øceramica (mm)	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Metaalgaas met duurzame kleikern

Beschrijving : Bevat geen asbest




Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Økeramiek (mm)	l (mm)	b (mm)	stuks per ref.
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Drahtaufleger, mit Langlebigem tonkern

Beschreibung : Asbestfrei.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØKeramik(mm)	L (mm)	B (mm)	Stückzahlpro Artikel
CPLS-100-001	70	100	100	1
CPLS-125-001	85	125	125	1
CPLS-180-001	130	180	180	1
CPLS-200-001	147	200	200	1
CPLS-100-020	70	100	100	20
CPLS-125-020	85	125	125	20
CPLS-180-020	130	180	180	20
CPLS-200-020	147	200	200	20

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CPLS-100-001	0,198	0,02	73142090	08434868014954
CPLS-125-001	0,198	0,03	73142090	08434868014961
CPLS-180-001	0,198	0,03	73142090	08434868112995
CPLS-200-001	0,375	0,08	73142090	08434868014985
CPLS-100-020	0	0,00		
CPLS-125-020	0	0,00		
CPLS-180-020				
CPLS-200-020	0	0,00		

