

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø120 mm Polystyrene Petri dishes

Description : Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

PACKAGING AND LOGISTICS

reference

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø120 mm de poliestireno

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø120 mm en polystyrène

Description : Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

DONNÉES TECHNIQUES

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
-----------	---------	----	-------	------

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø120 mm

Descrizione : Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
-----------	---------	----	-------	------

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C