

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Cubeta para tinción de PMP****Descripción :** Fabricado en polimetilpenteno (PMP o TPX). Todas las cubetas incluyen tapa. Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), para 10 portaobjetos	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), para 8 portaobjetos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Staining jar, PMP****Description :** Made of polymethylpentene (PMP or TPX), includes lid. Remark: Xylene can cause etching to PMP after two days at room temperature

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), for 10 slides	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), for 8 slides	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Boîte de coloration en PMP**

**Description :** Fabriquée en polyméthylpentène (PMP ou TPX). Couvercle inclus. Remarque : le xylène peut attaquer chimiquement le PMP au bout de 2 jours à température ambiante

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), pour 10 lames	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), pour 8 lames	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Vaschetta per colorazione in PMP**

**Descrizione** : Realizzata in polimetilpentene (PMP oTPX). Tutte le vaschette sono dotate di coperchio. Nota: il PMP può essere attaccato chimicamente dallo xilene dopo 2 giorni a temperatura ambiente


## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), per 10 vetrini portaoggetto	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), per 8 vetrini portaoggetto	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : PMP-cuvette voor kleuring****Beschrijving :** Vervaardigd van polymethylpenteen (PMP of TPX). Alle cuvettes zijn voorzien van een deksel.  
Opmerking: PMP kan worden geëetst door contact met xyleen na 2 dagen bij kamertemperatuur**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), voor 10 objectglazen	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), voor 8 objectglazen	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Färbeküvette aus PMP****Beschreibung :**

Aus Polymethylpenten (PMP oder TPX). Mit Deckel. Hinweis: PMP kann nach zwei Tagen bei Raumtemperatur durch Xylen chemisch angegriffen werden.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
MSSX-002-001	Schieferdecker (A), für 10 Objektträger	1
MSSX-003-001	Hellendahl (B), für 8 Objektträger	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSX-002-001	0,01	0,01	39269097	08434868032224
MSSX-003-001	0,01	0,01	39269097	08434868032231

## PRODUKTFOTO

