

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cubeta para tinción tipo Coplin de polipropileno

Descripción : Con tapa de rosca

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSSP-001-001	para 5 portaobjetos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Staining jar, acc. to Coplin, polypropylene

Description : With screw lid

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MSSP-001-001	for 5 slides	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de coloration type Coplin en polypropylène**Description :** Avec bouchon à vis

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSSP-001-001	pour 5 lames	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vaschetta per colorazione tipo Coplin in polipropilene**Descrizione :** Con tappo a vite

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSSP-001-001	per 5 vetrini portaoggetto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Cuvette voor kleuring type Coplin van polypropyleen**Beschrijving** : Met schroefdop**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
MSSP-001-001	voor 5 objectglazen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Färbetrog aus Polypropylen, Typ Coplin**Beschreibung :** Mit Schraubverschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
MSSP-001-001	für 5 Objektträger	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSSP-001-001	0,432	0,05	39233010	08434868032217

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.