

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cubeta para tinción de PMP con rack extraíble

Descripción : Incluye cubeta en polimetilpenteno (PMP o TPX), rack portaobjetos de polipropileno y dos tapas (una totalmente cerrada y otra con una abertura para el mango del rack). Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSHX-020-001	para 20 portaobjetos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Staining jar with removable rack, PMP**Description :** Includes jar made of polymethylpentene (PMP or TPX), staining rack made of polypropylene and two lids (one lid for when dish is not in use and one lid with special opening to allow handle of staining rack). Remark: Xylene can cause etching to PMP after two days at room temperature

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MSHX-020-001	for 20 slides	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de coloration en PMP avec portoir**Description :** Inclut cuve en polyméthylpentène (PMP ou TPX), portoir à coloration en polypropylène et deux couvercles (un totalement fermé et l'autre avec une ouverture pour la poignée du portoir). Remarque : le xylène peut attaquer chimiquement le PMP au bout de 2 jours à température ambiante

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSHX-020-001	pour 20 lames	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vaschetta per colorazione in PMP con rack estraibile**Descrizione :** Include vaschetta in polimetilpentene (PMP o TPX), rack per vetrini portaoggetto in polipropilene e due coperchi (uno totalmente chiuso e un altro con un'apertura che consente il passaggio del manico del rack). Nota: il PMP può essere attaccato chimicamente dallo xilene dopo 2 giorni a temperatura ambiente

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSHX-020-001	per 20 vetrini portaoggetto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Bak voor kleuring van PMP met uitneembaar rek****Beschrijving :** Inclusief polymethylpenteen cuvette (PMP of TPX), polypropyleen objectglazenrek en twee deksels (een volledig gesloten en de andere met een opening voor de handgreep van het rek). Opmerking: PMP kan worden geëetst door contact met xyleen na 2 dagen bij kamertemperatuur**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
MSHX-020-001	voor 20 objectglazen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Färbeküvette aus PMP mit herausnehmbarem Rack

Beschreibung :

Beinhaltet Trog aus Polymethylpenten (PMP oder TPX), Objektträger-Rack und zwei Deckel (einen vollständig geschlossenen Deckel und einen Deckel mit Öffnung für den Rack-Griff). Hinweis: PMP kann nach zwei Tagen bei Raumtemperatur chemisch durch Xylen angegriffen werden.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahlpro Artikel
MSHX-020-001	für 20 Objektträger	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSHX-020-001	0,01	0,01	90269000	08434868032095

PRODUKTFOTO

