

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Funda de transporte para portaobjetos**Descripción :** De polipropileno. Para portaobjetos de 76 x 26 mm

DATOS TÉCNICOS

| referencia | tipo | unidades por ref. |
|--------------|---------------------|-------------------|
| MSMP-001-001 | para 1 portaobjeto | 1 |
| MSMP-002-001 | para 2 portaobjetos | 1 |
| MSMP-005-001 | para 5 portaobjetos | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Transport case for microscope slides

Description : Made of polypropylene. For 76 x 26 mm slides

TECHNICAL DATA

| reference | type | pcs/pack |
|--------------|--------------|----------|
| MSMP-001-001 | for 1 slide | 1 |
| MSMP-002-001 | for 2 slides | 1 |
| MSMP-005-001 | for 5 slides | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de transport pour lame**Description :** En polypropylène. Pour lame de 76 x 26 mm

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | type | unités par ref. |
|--------------|--------------|-----------------|
| MSMP-001-001 | pour 1 lame | 1 |
| MSMP-002-001 | pour 2 lames | 1 |
| MSMP-005-001 | pour 5 lames | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Valigetta per trasporto vetrini portaoggetto**Descrizione :** In polipropilene. Per vetrini portaoggetto da 76 x 26 mm

DATI TECNICI

| referenza | tipo | unità per ref. |
|--------------|----------------------------|----------------|
| MSMP-001-001 | per 1 vetrino portaoggetto | 1 |
| MSMP-002-001 | per 2 vetrini portaoggetto | 1 |
| MSMP-005-001 | per 5 vetrini portaoggetto | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Draagcase voor objectglazen**Beschrijving** : Van polypropyleen. Voor objectglazen van 76 x 26 mm**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie | type | stuks per ref. |
|--------------|---------------------|----------------|
| MSMP-001-001 | voor 1 objectglasje | 1 |
| MSMP-002-001 | voor 2 objectglazen | 1 |
| MSMP-005-001 | voor 5 objectglazen | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Transportbehälter für Objektträger**Beschreibung** : Aus Polypropylen. Für Objektträger der Größe 76 x 26 mm.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| MSMP-001-001 | für 1 Objektträger | 1 |
| MSMP-002-001 | für 2 Objektträger | 1 |
| MSMP-005-001 | für 5 Objektträger | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| MSMP-001-001 | 0,035 | 0,01 | 39233010 | 08434868032149 |
| MSMP-002-001 | 0,050575 | 0,025 | 39233010 | 08434868032156 |
| MSMP-005-001 | 0,09 | 0,015 | 39233010 | 08434868032163 |

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.