

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Portaobjetos Basic Line**

**Descripción :** La opción más económica para educación y para aplicaciones de rutina en veterinaria, análisis de orina, etc. Fabricados en vidrio claro prelimpiado. Dimensiones: 25 x 75 mm y espesor 1,0-1,2 mm. Envasados en cajas de cartón de 50 unidades con papel protector entre cada portaobjeto y cada cajita protegida con una funda sellada de nylon (envase tropical)



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

referencia	esquinas	descripción	unidades por ref.
SLIU-005-050	90°	cantos sin pulir	50
SLIG-005-050	45°	cantos pulidos	50
SLIF-005-050	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50
SLIU-005-2K5	90°	cantos sin pulir	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	cantos pulidos	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	cantos pulidos, banda mate en 1 cara	50 x 50

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Microscope slides Basic Line**

**Description :** The most economic option for education and for routine applications in veterinary medicine, urine analysis, etc. Made of clear glass - precleaned. Sizes: 75 x 25 mm and thickness 1,0-1,2 mm. Packed in carton boxes of 50 units with protective paper between each slide and every box protected by a sealed nylon cover (Tropical Pack)



Available in standard size and economy size


## TECHNICAL DATA

reference	corners	description	pcs/pack
SLIU-005-050	90°	cut edges	50
SLIG-005-050	45°	ground edges	50
SLIF-005-050	90°	ground edges, single frost	50
SLIU-005-2K5	90°	cut edges	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	ground edges	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	ground edges, single frost	50 x 50

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Lame Basic Line**

**Description :** L'option la plus économique pour l'éducation et pour les applications de routine en médecine vétérinaire, analyses d'urine, etc...Fabriquée en verre clair lavé. Dimensions : 25 x 75 mm, épaisseur 1,0-1,2 mm. Conditionnée en boîte carton de 50 lames, séparées par un papier protecteur. Chaque lot est protégé par une housse de nylon (emballage tropicalisé)



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	coins	description	unités par ref.
SLIU-005-050	90°	bords bruts	50
SLIG-005-050	45°	bords rodés	50
SLIF-005-050	90°	bords rodés, une face dépolie	50
SLIU-005-2K5	90°	bords bruts	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	bords rodés	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	bords rodés, une face dépolie	50 x 50

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Vetrini portaoggetto Basic Line**

**Descrizione :** Rappresenta l'opzione più economica in ambito educativo e nelle applicazioni di routine in ambito veterinario, di analisi delle urine ecc. Realizzato in vetro chiaro prepulito. Dimensioni: 25 x 75 mm e spessore 1,0-1,2 mm. Confezionato in scatole di cartone da 50 unità con carta protettiva tra l'uno e l'altro, ogni scatola è protetta con un rivestimento sigillato in nylon (Tropical Pack)



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

referenza	angoli	descrizione	unità per ref.
SLIU-005-050	90°	bordi tagliati	50
SLIG-005-050	45°	bordi molati	50
SLIF-005-050	90°	bordi molati, banda sabbiata su 1 lato	50
SLIU-005-2K5	90°	bordi tagliati	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	bordi molati	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	bordi molati, banda sabbiata su 1 lato	50 x 50

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480





## ALGEMENE INFORMATIE

### Produktnaam : Objectglazen Basic Line

**Beschrijving** : De meest voordelige optie voor onderwijs en voor routinematige veterinaire toepassingen, urineonderzoek, enz. Vervaardigd van voorgereinigd helder glas. Afmetingen: 25 x 75 mm en dikte 1,0-1,2 mm. Verpakt in kartonnen dozen van 50 stuks met beschermend papier tussen elk objectglas en elk doosje beschermd met een verzegelde nylon hoes




Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	hoeken	beschrijving	stuks per ref.
SLIU-005-050	90°	niet-gepolijste randen	50
SLIG-005-050	45°	gepolijste randen	50
SLIF-005-050	90°	gepolijste randen, matte band aan 1 zijde	50
SLIU-005-2K5	90°	niet-gepolijste randen	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	gepolijste randen	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	gepolijste randen, matte band aan 1 zijde	50 x 50

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Objektträger Basic Line**

**Beschreibung** : Die günstigste Option für den Bildungsbereich und für Routine-Anwendungen in der Tiermedizin, Urinalysen usw. Aus vorgereinigtem Klarglas. Maße: 25 x 75 mm und Dicke: 1,0 - 1,2 mm. Verpackt in Pappschachteln mit je 50 Stück und Schutzpapier zwischen den einzelnen Objektträgern. Jede Schachtel ist durch eine versiegelte Nylonhülle geschützt.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ecken	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SLIU-005-050	90°	geschnittene Kanten	50
SLIG-005-050	45°	geschliffene Kanten	50
SLIF-005-050	90°	geschliffene Kanten, Mattrand auf 1 Seite	50
SLIU-005-2K5	90°	geschnittene Kanten	50 x 50
SLIG-005-2K5	45°	geschliffene Kanten	50 x 50
SLIF-005-2K5	90°	geschliffene Kanten, Mattrand auf 1 Seite	50 x 50

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLIU-005-050	0,251	0,272	70179000	08434868042537
SLIG-005-050	0,01	0,275	70179000	08434868042513
SLIF-005-050	0,2	0,28	70179000	08434868042483
SLIU-005-2K5	6,399	13,6	70179000	18434868042534
SLIG-005-2K5	6,399	13,75	70179000	18434868042510
SLIF-005-2K5	6,399	13,5	70179000	18434868042480

