

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Microscopio biológico de gama superior, BA-410E

Descripción : Cabezal binocular o trinocular (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30° y giratorio 360°. Oculares de gran campo y alto punto focal WFPL10X/22 mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y con protectores oculares. Revólver porta-objetivos séxtuple en posición inversa con objetivos plano-acromáticos CCIS (Colour Corrected Infinity System) con corrección de color a infinito E-CH Plan 4X, 10X, 40X retráctil y 100X retráctil inmersión en aceite. Enfoque coaxial macro y micrométrico. Platina mecánica con inserción cerámica, mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho y sistema sin cremallera. Condensador acromático abatible A.N. 0,90 con diafragma iris. Incluye filtro azul Ø45 mm, funda protectora, llave Allen hexagonal y botellín de aceite de inmersión. Iluminación Koehler externa halógena 12V/50W con control de intensidad. Funciones Auto-off y Light Memory. Transformador universal 100-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Amplia gama de accesorios disponibles para contraste de fase, polarización, campo oscuro y fluorescencia (consultar). Entrega 2-3 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM28-H02-001	microscopio biológico BA-410E (cabezal binocular)	1
BM28-H03-001	microscopio biológico BA-410E (cabezal trinocular)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236



GENERAL INFORMATION

Product name : High-end biological microscope, BA-410E

Description : Binocular or trinocular head (according to model) Siedentopf type, 30° inclined and 360° rotating. Widefield high eyepoint WFPL10X/20 mm eyepieces with dioptic adjustment and protectors in both eyepieces. Reversed sextuple nosepiece with CCIS Plan achromatic objectives (Colour Corrected Infinity System) EC-H. Plan 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil. Coaxial coarse and fine focusing with tension adjustment. Rackless low position coaxial mechanical stage with controls at right side and sample holder, ceramic insert. Achromat swing-out condenser N.A. 0.90 with iris diaphragm. Blue filter Ø45 mm, dust cover, hexagonal Allen key and immersion oil 5 ml bottle included. Koehler halogen illumination 12V/50W with external lamp house and intensity control. Auto-OFF and Light Memory function. Universal supply 100-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 2-3 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM28-H02-001	biological microscope, BA-410E, binocular head	1
BM28-H03-001	biological microscope, BA-410E, trinocular head	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope de biologie supérieur, BA-410E

Description : Tête type Siedentopf binoculaire ou trinoculaire, inclinée 30°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ avec haut point focal WFPL10X/22 mm avec ajustement dioptrique et œillets en caoutchouc. Tourelle sextuple inversée avec objectifs plans achromatiques CCIS (Colour Corrected Infinity System) avec correction de couleur à l'infini E-CH Plan 4X, 10X, 40X rétractable et 100X rétractable immersion en huile. Mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique. Platine mécanique avec insertion céramique, commandes coaxiales ergonomiques sur le coté droit et système sans crémaillère. Condensateur achromatique escamotable O.N. 0,90 avec diaphragme iris. Inclut housse de protection, clef Allen hexagonale, huile d'immersion (5ml) et filtre bleu Ø45 mm. Éclairage halogène Koehler 12V/50W avec contrôle d'intensité. Fonctions Auto-OFF et Light Memory. Transformateur universel 100-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composants optiques et mécaniques. Accessoires pour contraste de phase, polarisation, fond noir et épifluorescence disponibles (nous consulter). Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM28-H02-001	microscope de biologie BA-410E (tête binoculaire)	1
BM28-H03-001	microscope de biologie BA-410E (tête trinoculaire)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236



INFORMAZIONE GENERALE
Nome del prodotto : Microscopio biologico di gamma superiore, BA-410E

Descrizione : Testata binoculare o trinoculare (a seconda del modello) tipo Siedentopf inclinata a 30° e rotante a 360°. Oculari a largo campo e alto punto focale WFPL10X/22 mm con regolazione diottrica su entrambi gli oculari e paraocchi. Revolver portaobiettivi sestuplo in posizione inversa con obiettivi planacromatici CCIS (Colour Corrected Infinity System) con correzione del colore all'infinito E-CH Plan 4X, 10X, 40X retrattile e 100X retrattile immersione in olio. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica. Tavolino meccanico con inserzione in ceramica, comandi coassiali ergonomici sul lato destro e sistema senza cremagliera. Condensatore acromatico swing-out N.A. 0,90 con diaframma ad iride. Include filtro blu Ø45 mm, copertina antipolvere, chiave esagonale di Allen e flaconcino di olio per immersione. Illuminazione Koehler esterna alogena da 12 V/50 W con controllo dell'intensità. Funzione di Auto-off e Light Memory. Trasformatore universale 100-240 V (CE). Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Ampia gamma di accessori disponibili per contrasto di fase, polarizzazione, campo scuro e fluorescenza (consultare disponibilità). Consegna: 2-3 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM28-H02-001	microscopio biologico BA-410E (testata binoculare)	1
BM28-H03-001	microscopio biologico BA-410E (testata trinoculare)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236



ALGEMENE INFORMATIE
Produktnaam : Biologische microscoop Premium, BA-410E
Beschrijving :

Binoculaire of trinoculaire kop (afhankelijk van het model) type Siedentopf gekanteld op 30° en 360° draaibaar. WFPL10X/22 mm groothoekoculairs met hoog brandpunt en dioptrie-instelling op beide oculairs en met oogbeschermers. Zesvoudige objectrevolver in omgekeerde positie met planachromatische objectieven CCIS (Colour Corrected Infinity System), E-CH Plan 4X, 10X, 40X intrekbare en intrekbare 100X olie-immersie. Coaxiale macro- en micrometrische focus. Mechanisch objectoppervlak met keramisch inzetstuk, ergonomische coaxiale bediening aan de rechterkant en tandloos systeem. A.N. opklapbare achromatische condensor 0,90 met irisdiafragma. Inclusief blauwe filter Ø45 mm, beschermkap, zeshoekige inbusleutel en flesje immersieolie. Halogeen Koehler-verlichting 12V/50W met intensiteitsregeling. Auto-off en Light Memory-functies. Universele transformator 100-240 V (CE). 5 Jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. Breed scala aan accessoires beschikbaar voor fasecontrast, polarisatie, donker veld en fluorescentie. 2-3 weken levertijd



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BM28-H02-001	biologische microscoop BA-410E (binoculaire kop)	1
BM28-H03-001	biologische microscoop BA-410E (trinoculaire kop)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Biologisches Mikroskop Premium, BA-410E
Beschreibung :

Binokularer oder trinokularer Kopf (je nach Modell), Typ Siedentopf, 30°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okulare und hoher Fokuspunkt WFPL10X/22mm mit Dioptrienausgleich in beiden Okularen und Okularschutz. Inverser Sechsfach-Objektivrevolver mit plan-achromatischen Objektiven (Colour Corrected Infinity System), EC Plan 4X, 10X, 40X (einziehbar) und 100X (einziehbar, Immersionsöl). Koaxiale makro- und mikrometrische Fokussierung. Mechanischer Objektstisch mit Keramikeinsatz, koaxialen, ergonomischen Steuerungen auf der rechten Seite und System ohne Reißverschluss. Klappbarer achromatischer Kondensator A.N. 0,90 mit Irisblende. Beinhaltet blauen Filter Ø 45 mm, Schutzhülle, sechseckigen Allen-Hahn und Immersionsöl. Externe Köhler-Halogen-Beleuchtung 12 V / 50 W mit Intensitätskontrolle. Auto-off- und Light-Memory-Funktion. Universaltransformator 100-240 V (CE). Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Breite Palette an Zubehör verfügbar für Phasenkontrast, Polarisation, Dunkelfeld und Fluoreszenz (bitte anfragen). Lieferzeit 2-3 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BM28-H02-001	biologisches Mikroskop BA-410E (binokularer Kopf)	1
BM28-H03-001	biologisches Mikroskop BA-410E (trinokularer Kopf)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BM28-H02-001	123,69	15,2	90118000	08434868008229
BM28-H03-001	123,69	15,2	90112090	08434868008236

