

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cápsula de acero inoxidable**Descripción :** Fondo plano y con pico

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øsuperior(mm)	Øbase(mm)	h (mm)	unidades por ref.
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

GENERAL INFORMATION
Product name : Stainless steel bowl
Description : With lip, flat bottom


Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øtop (mm)	Øbase (mm)	h (mm)	pcs/pack
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Stainless steel 18/8

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom produit : Capsule en inox
Description : Fond plat et à bec


Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsupérieur (mm)	Øbase (mm)	h (mm)	unités par ref.
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Inox 18/8

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Capsula in acciaio inox**Descrizione :** Fondo piatto e becco

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øsuperiore (mm)	Øbase (mm)	h (mm)	unità per ref.
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Acciaio inox 18/8

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Roestvrijstalen schaal**Beschrijving** : Platte bodem, met tuit

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	bovenØ(mm)	Øbasis(mm)	h (mm)	stuks per ref.
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

18/8 roestvrij staal

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Schale aus Edelstahl
Beschreibung : Flacher Boden, mit Ausguss.


Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øoben(mm)	ØBoden (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
EDFS-070-001	70 ml	60	29	35	1
EDFS-150-001	160 ml	80	40	45	1
EDFS-300-001	250 ml	100	53	55	1
EDFS-500-001	400 ml	120	62	60	1
EDFS-1K0-001	1000 ml	180	90	85	1
EDFS-2K0-001	2000 ml	200	95	100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EDFS-070-001	0,2309076	0,038	73102191	08434868019881
EDFS-150-001	0,5089392	0,071	73102191	08434868019898
EDFS-300-001	0,5226837	0,109	73102191	08434868019904
EDFS-500-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868019911
EDFS-1K0-001	0,7351344	0,092	73102191	08434868061149
EDFS-2K0-001	2	0,2	73102191	08434868086401

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Edelstahl 18/8