

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tarro con tapa precintable**Descripción :** Con tapa de rosca de HDPE muy hermética y precintable. Cuerpo de PP. Cuerpo y tapa de color blanco. Particularmente adecuado para el muestreo, almacenaje y transporte de muestras sólidas

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Tamper evident jar**Description :** Leak-proof screw cap made of HDPE with security sealing. Body made of PP. Body and cap are made in white color. Ideal for solid sampling, stocking and transport

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pot à ouverture inviolable

Description : Avec couvercle en polyéthylène haute densité à vis très étanche avec bague d'invioabilité. Pot en polypropylène. Pot et couvercle blancs. Pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons solides



Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Barattolo con tappo sigillabile**Descrizione :** Con tappo a vite in HDPE altamente ermetico e sigillabile. Corpo in PP. Corpo e tappo di colore bianco. Particolarmente adatto per il campionamento, l'immagazzinamento e il trasporto di campioni solidi

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Pot met hermetisch afsluitbaar deksel**Beschrijving :** Lekvrije schroefdop van HDPE met veiligheidsafdichting. Behuizing van PP. Witte behuizing en deksel. Bijzonder geschikt voor bemonstering, opslag en transport

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probendose mit plombierbarem Schraubverschluss

Beschreibung : Mit Schraubverschluss aus HDPE, hermetisch und versiegelbar. Gefäß aus PP. Gefäß und Deckel in weiß. Besonders geeignet für die Entnahme, die Lagerung und den Transport von Feststoffproben.



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
TRPP-050-020	50 ml	35	50	20
TRPP-100-020	100 ml	50	60	20
TRPP-250-020	250 ml	65	85	20
TRPP-500-005	500 ml	90	110	5
TRPP-1K0-005	1000 ml	110	120	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRPP-050-020	2,45	0,22	39233010	08434868049314
TRPP-100-020	5	0,44	39233010	08434868049345
TRPP-250-020	5,5	0,68	39233010	08434868049406
TRPP-500-005	3	0,275	39233010	08434868049437
TRPP-1K0-005	10,8	0,43	39233010	08434868049376

PRODUKTFOTO

