

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Frasco de PET ámbar**Descripción :** Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido)

Apto para trabajar con productos fotosensibles

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +50°C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Amber bottle, PET

**Description :** Requires PP28 screw cap (not included)



Suitable for photo-sensitive samples

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Temperature resistance in standard use: from -40°C a +50°C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon en PET ambré****Description :** Requier bouchon PP28 (non inclus)

Pour échantillons photosensibles

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C a +50°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Bottiglia in PET ambrata**Descrizione :** Richiede tappo a vite PP28 (non incluso)

Per campioni fotosensibili

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40°C a +50°C



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Fles van amberkleurig PET****Beschrijving :** Te gebruiken met PP28-schroefdop (niet inbegrepen)

Geschikt voor fotosensitieve producten

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40°C a +50°C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Gewindeflasche aus PET, Braunglas****Beschreibung :** Zu verwenden mit PP28-Schraubverschlüssen (nicht inbegriffen).

Für photosensible Proben

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
FPTA-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPTA-060-085	60 ml	38	96	PP28	85
FPTA-120-187	120 ml	48	115	PP28	187
FPTA-250-126	250 ml	58	148	PP28	126
FPTA-500-090	500 ml	69	180	PP28	90

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FPTA-060-078	11,2	1,4	39233010	08434868022652
FPTA-060-085	12,205	1,525	39233010	08434868022669
FPTA-120-187	72	2,6	39233010	08434868022683
FPTA-250-126	64	3,15	39233010	08434868022690
FPTA-500-090	76,212	3,255	39233010	08434868058736

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40°C a +50°C