

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tapón de rosca precintable D34 de polietileno**Descripción :** Para los frascos de cuello ancho de referencia FRAP y FRBP

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	color	unidades por ref.
TP34-301-010	D34	blanco	10
TP34-302-010	D34	negro	10
TP34-304-010	D34	azul	10
TP34-305-010	D34	rojo	10
TP34-306-010	D34	verde	10
TP34-301-900	D34	blanco	900

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado

100% Reciclable

GENERAL INFORMATION

Product name : PE screw cap with tamper-proof closure D34

Description : For our wide neck bottles FRAP and FRBP



Food-grade product



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	screw	color	pcs/pack
TP34-301-010	D34	white	10
TP34-302-010	D34	black	10
TP34-304-010	D34	blue	10
TP34-305-010	D34	red	10
TP34-306-010	D34	green	10
TP34-301-900	D34	white	900

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material

100% Recyclable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bouchon vissant en PE, avec bague d'inviolabilité D34**Description :** En polyéthylène. Pour les flacons à col large ayant comme références FRAP et FRBP

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	couleur	unités par ref.
TP34-301-010	D34	blanche	10
TP34-302-010	D34	noire	10
TP34-304-010	D34	bleue	10
TP34-305-010	D34	rouge	10
TP34-306-010	D34	verte	10
TP34-301-900	D34	blanche	900

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés

100% Recyclable

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappo a vite sigillabile D34 in polietilene**Descrizione :** Per le bottiglie a collo largo con codice FRAP e FRBP

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	filettatura	colore	unità per ref.
TP34-301-010	D34	bianco	10
TP34-302-010	D34	nero	10
TP34-304-010	D34	blu	10
TP34-305-010	D34	rosso	10
TP34-306-010	D34	verde	10
TP34-301-900	D34	bianco	900

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato

100% Riciclabile

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Afsluitbare schroefdop D34 van polyethyleen**Beschrijving :** Voor FRAP- en FRBP-referentieflessen met wijde hals

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	kleur	stuks per ref.
TP34-301-010	D34	wit	10
TP34-302-010	D34	zwart	10
TP34-304-010	D34	blauw	10
TP34-305-010	D34	rood	10
TP34-306-010	D34	groen	10
TP34-301-900	D34	wit	900

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schraubverschluss aus Polyethylen, versiegelbar, D34**Beschreibung :** Für die Weithalsflaschen mit den Artikelnummern FRAP und FRBP.

Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Farbe	Stückzahl pro Artikel
TP34-301-010	D34	weiß	10
TP34-302-010	D34	schwarz	10
TP34-304-010	D34	blau	10
TP34-305-010	D34	rot	10
TP34-306-010	D34	grün	10
TP34-301-900	D34	weiß	900

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TP34-301-010	1,06	0,095	39235090	08434868048805
TP34-302-010	1,26	0,107	39235090	08434868048836
TP34-304-010	1,26	0,107	39235090	08434868048867
TP34-305-010	1,26	0,107	39235090	08434868048898
TP34-306-010	1,26	0,107	39235090	08434868048928
TP34-301-900	90	9,63	39235090	08434868060517

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C