

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pinza para tubos de ensayo**Descripción :** De alambre de acero. Longitud: 17 cm

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TTHS-001-002	de acero, para tubos de Ø 6 - 32 mm	2

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

## FOTO DEL PRODUCTO



**GENERAL INFORMATION**
**Product name :** Test tube holder

**Description :** Made of spring steel wire. Lenght: 17 cm

**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
TTHS-001-002	stainless steel, for tubes Ø 6 - 32 mm	2

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

**PRODUCT PHOTO**


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Pince pour tube à essai**Description :** En fil d'acier. Longueur : 17 cm

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TTHS-001-002	en inox, pour tube de Ø 6 - 32 mm	2

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pinza per provette****Descrizione :** In filo d'acciaio. Lunghezza: 17 cm

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TTHS-001-002	in acciaio, per provette da Ø6-32 mm	2

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Klem voor reageerbuizen**Beschrijving** : Van staaldraad. Lengte: 17 cm

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TTHS-001-002	van staal, voor buizen van Ø 6- 32 mm	2

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

## PRODUKTFOTO



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname :** Klammer für Reagenzgläser

**Beschreibung :** Aus Stahldraht. Länge: 17 cm.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TTHS-001-002	aus Stahl, für Reagenzgläser Ø 6-32 mm	2

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TTHS-001-002	0,69	0,06	82032000	08434868049970

**PRODUKTFOTO**
