

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Caja de cartón congelable para tubos de centrifuga

**Descripción :**

Para los tubos graduados de polipropileno de 15 y 50 ml. Aptas para uso en congelador de hasta -80 °C

## DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	para tubos de Øint	capacidad	unidades por ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 tubos	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 tubos	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Carton freezer box for centrifuge tubes****Description :**

For 15 and 50 ml polypropylene graduated centrifuge tubes. Suitable for use in ultrafreezers down to -80°C

## TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	for containers with inner-Ø	capacity	pcs/pack
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 tubes	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 tubes	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubes	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Boîte en carton congelable pour tube à centrifuger****Description :**

Pour les tubes de 15 et 50 ml. Convient pour une utilisation dans des ultracongélateurs jusqu'à -80 °C

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	pour verrerie avec Øint	capacité	unités par ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 tubes	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 tubes	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubes	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Scatole di cartone per congelamento di provette per centrifuga****Descrizione :** Per provette graduate in polipropilene da 15 e 50 ml. Adatte per l'uso in ultracongelatori fino a -80°C

## DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	per tubetti di Øint	capacità	unità per ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 provette	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 provette	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 provette	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Invriesbare kartonnen doos voor centrifugebuizen

**Beschrijving :** Voor polypropyleen centrifugebuizen met schaalverdeling van 15 en 50 ml. Geschikt voor gebruik in ultravriezers tot -80°C

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	voor buisjes met Øint	capaciteit	stuks per ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 buizen	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 buizen	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 buizen	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Kryobox aus Karton, für Zentrifugenröhrchen****Beschreibung :**

Für graduierte 15 und 50 ml Röhren aus Polypropylen. Geeignet für die Verwendung in Ultratiefkühlchränken bis -80 °C.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	für Reagenz- gläser mit Øinn.	Volumen	Stückzahlpro Artikel
CBOX-049-001	115	134	134	17	49 Röhrchen	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	49 Röhrchen	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 Röhrchen	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2400	0,19	42029900	08434868012462
CBOX-H49-001	2400	0,19	42029900	08434868106635
CBOX-016-001	2900	0,21	42029900	08434868012455

## PRODUKTFOTO

