

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Impresora térmica para balanzas**

**Descripción :** Impresora térmica de rollo específicamente diseñada para trabajar con las balanzas Adam. Preajustada para trabajar con los interfaces RS-232 presentes en las series indicadas. Fácil de usar con sólo un botón On/Off y otro de alimentación del papel. Ancho de papel: 57,5 mm. Plazo de entrega: 14 días



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	descripción	unidades por ref.
BAAC-A57-001	impresora térmica para las series PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK y GBK	1
BAAC-A23-001	rollo de papel térmico para la impresora BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	cable RS-232 para las series EQUINOX, SOLIS, LUNA y CKT	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729


**FOTO DEL PRODUCTO**



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Thermal printer for balances**

**Description :** A general purpose thermal tally roll printer specifically designed to work with the Adam series balances. Preset to work with the default RS-232 interface found on the Adam balances. Easy to use with only an On/Off switch and a paper feed button. Paper width: 57.5 mm. Delivery time 14 days

 Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BAAC-A57-001	thermal printer for series PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK and GBK	1
BAAC-A23-001	thermal paper roll for printer BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	RS-232 cable for series EQUINOX, SOLIS, LUNA y CKT	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Imprimante thermique pour balance**

**Description :** Imprimante thermique pour usage général, spécialement conçue pour fonctionner avec nos balances. L'imprimante arrive configurée pour travailler par défaut avec une interface RS-232. Facile d'utilisation avec seulement un bouton Marche/Arrêt et un autre d'alimentation du papier. Largeur du papier : 57,5 mm. Délai de livraison 14 jours



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BAAC-A57-001	imprimante thermique pour les séries PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK et GBK	1
BAAC-A23-001	rouleau de papier thermique pour imprimante BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	câble RS-232 pour les séries EQUINOX, SOLIS, LUNA et CKT	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729

## PHOTO PRODUIT






## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Stampante termica per bilance**

**Descrizione :** Stampante termica appositamente progettata per lavorare con le bilance Adam. Preconfigurata per operare con le interfacce RS-232 presenti nelle serie indicate. Facile da usare con un solo pulsante On/Off e un altro pulsante per l'alimentazione della carta. Larghezza della carta: 57,5 mm. Consegna: 14 giorni

 Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BAAC-A57-001	stampante termica per serie PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK e GBK	1
BAAC-A23-001	Rotolo di carta termica per stampante BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	cavo RS-232 per serie EQUINOX, SOLIS, LUNA e CKT	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Thermische printer voor weegschalen**

**Beschrijving** : Thermische rolprinter speciaal ontworpen om te gebruiken met Adam-weegschalen. Vooraf ingesteld om te werken met de RS-232-interfaces die aanwezig zijn in de aangegeven serie. Eenvoudig te gebruiken met slechts één aan/uit-knop en één papierinvoerknop. Breedte van papier: 57,5 mm Levertijd: 14 dagen



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BAAC-A57-001	thermische printer voor modellen PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK en GBK	1
BAAC-A23-001	thermische papierrol voor printer BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	RS-232-kabel voor de modellen EQUINOX, SOLIS, LUNA en CKT	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729





**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Thermodrucker für Waagen**

**Beschreibung** : Thermodrucker mit Papierrolle, insbesondere geeignet für die Verwendung mit Waagen von ADAM. Voreingestellt zum Arbeiten mit RS-232-Schnittstellen, verbaut in den unten angegebenen Modellen. Einfach zu benutzen, mit einem einzigen ON/OFF-Schalter und einem weiteren Knopf für die Papierversorgung. Papierbreite: 57,5 mm. Lieferzeit 14 Tage.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BAAC-A57-001	für die Serien PMB, LUNA, EQUINOX, SOLIS, HCB, GLADIATOR, CKT, GFK und GBK	1
BAAC-A23-001	Thermopapierrolle für den Drucker BAAC-A22-001	1
BAAC-A08-001	RS-232-Kabel für die Serien EQUINOX, SOLIS, LUNA und CKT	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BAAC-A57-001	2	0,76	90160090	08434868095823
BAAC-A23-001	0,01	0,01	90160090	08434868003859
BAAC-A08-001	0,01	0,001	90160090	08434868003729

**PRODUKTFOTO**