

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Juego de pesas de precisión de peso inferior a 1 g. Clase M1

Descripción : Estuche con 12 pesas. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado. De las pesas de 2, 20 y 200 mg se incluyen 2 unidades

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
WM1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) y 500 mg	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WM1J-001-001	1,024	0,355	90160090	08434868054189

FOTO DEL PRODUCTO



METRIA

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-495

GENERAL INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Jeu de poids de précision, inférieurs à 1g. Classe M1****Description :** Etui comprenant 12 poids. Respecte les recommandations OIML R-111. Certificat non inclus.
Comprend 2 unités pour les poids de 2, 20 et 200 mg et une unité pour le reste des poids**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
WM1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) et 1 500 mg	

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WM1J-001-001	1,024	0,355	90160090	08434868054189

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Set di pesi di precisione con risoluzione inferiore a 1 g. Classe M1****Descrizione :** Custodia con 12 pesi. Conforme alla raccomandazione OIML R-111. Certificato non incluso. Per i pesi da 2, 20 e 200 mg sono fornite 2 unità**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
WM1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) e 1 500 mg	

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WM1J-001-001	1,024	0,355	90160090	08434868054189

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam** : Set precisiegewichten voor gewichten lichter dan 1 g. Klasse M1**Beschrijving** : Koffer met 12 gewichten. In overeenstemming met de aanbevelingen van de OIML R-111. Bevat geen certificaat. Gewichten van 2, 20 en 200 mg zijn inclusief 2 eenheden**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
WM1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) en 500 mg	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WM1J-001-001	1,024	0,355	90160090	08434868054189

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Prüfgewichte-Set, Gewichte unter 1 g, Klasse M1****Beschreibung :** Etui mit zwölf Gewichten. Gemäß den Empfehlungen der OIML R-111. Zertifikat nicht inbegriffen.
Die 2, 20 und 200 mg Gewichte sind doppelt enthalten.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
WM1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) und 500 mg	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WM1J-001-001	1,024	0,355	90160090	08434868054189

PRODUKTFOTO