


**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Termómetro de varilla con funda****Descripción :** Termómetros de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio) protegidos dentro de una funda para evitar roturas en usos específicos como neveras o estufas**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | rango       | resolución | l (mm) | tipo                  | unidades por ref. |
|--------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|
| THES-120-001 | 0 +120 °C   | ±1 °C      | 300    | funda de acero (A)    | 1                 |
| THES-200-001 | +80 +200 °C | ±1 °C      | 300    | funda de acero (A)    | 1                 |
| THES-041-001 | -40 +40 °C  | ±1 °C      | 170    | funda de plástico (B) | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |


**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Thermometer with cover**Description :** Thermometers filled with colored liquid (without mercury) and protected inside a cover to avoid any breakage in freezers or oven**TECHNICAL DATA**

| reference    | range       | readability | l(mm) | type                         | pcs/pack |
|--------------|-------------|-------------|-------|------------------------------|----------|
| THES-120-001 | 0 +120 °C   | ±1 °C       | 300   | stainless steel shielded (A) | 1        |
| THES-200-001 | +80 +200 °C | ±1 °C       | 300   | stainless steel shielded (A) | 1        |
| THES-041-001 | -40 +40 °C  | ±1 °C       | 170   | plastic shielded (B)         | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |


**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Thermomètre en verre avec étui****Description :** Thermomètre en verre rempli de liquide coloré (sans mercure) protégé dans un étui pour éviter les cassures lors d'usage spécifique comme réfrigérateur ou étuve**DONNÉES TECHNIQUES**

| référence    | gamme       | résolution | long. (mm) | type                         | unités par ref. |
|--------------|-------------|------------|------------|------------------------------|-----------------|
| THES-120-001 | 0 +120 °C   | ±1 °C      | 300        | étui en acier inoxydable (A) | 1               |
| THES-200-001 | +80 +200 °C | ±1 °C      | 300        | étui en acier inoxydable (A) | 1               |
| THES-041-001 | -40 +40 °C  | ±1 °C      | 170        | étui en plastique (B)        | 1               |

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |


**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Termometro ad asta con astuccio****Descrizione :** Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio) protetto all'interno di un astuccio per evitare rotture in caso di utilizzo in frigoriferi o stufe**DATI TECNICI**

| referenza    | variabilità | risoluzione | L (mm) | tipo                     | unità per ref. |
|--------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|----------------|
| THES-120-001 | 0 +120 °C   | ±1 °C       | 300    | custodia di acciaio (A)  | 1              |
| THES-200-001 | +80 +200 °C | ±1 °C       | 300    | custodia di acciaio (A)  | 1              |
| THES-041-001 | -40 +40 °C  | ±1 °C       | 170    | custodia di plastica (B) | 1              |

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |


**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Staafthermometer met beschermhoes****Beschrijving :** Staafthermometer gevuld met gekleurde vloeistof (zonder kwik), beschermd door een hoesje om schade of breuk bij specifieke toepassingen zoals in koelkasten of ovens te voorkomen**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | bereik      | resolutie | l (mm) | type               | stuks per ref. |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------------------|----------------|
| THES-120-001 | 0 +120 °C   | ±1 °C     | 300    | stalen hoes (A)    | 1              |
| THES-200-001 | +80 +200 °C | ±1 °C     | 300    | stalen hoes (A)    | 1              |
| THES-041-001 | -40 +40 °C  | ±1 °C     | 170    | kunststof hoes (B) | 1              |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Thermometer, in Stabform, mit Hülle**

**Beschreibung** : Stabthermometer, gefüllt mit farbiger Flüssigkeit (quecksilberfrei), geschützt durch eine Hülle, um Brüche bei bestimmten Anwendungen, etwa in Kühlschränken oder Öfen, zu verhindern.

**TECHNISCHE DATEN**

| Artikelnummer | Messbereich | Ablesbarkeit | L (mm) | Typ              | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|-------------|--------------|--------|------------------|----------------------|
| THES-120-001  | 0 +120 °C   | ±1 °C        | 300    | Stahlhülle (A)   | 1                    |
| THES-200-001  | +80 +200 °C | ±1 °C        | 300    | Stahlhülle (A)   | 1                    |
| THES-041-001  | -40 +40 °C  | ±1 °C        | 170    | Plastikhülle (B) | 1                    |

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| THES-120-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047754 |
| THES-200-001 | 0,496   | 0,10 | 90251180 | 08434868047761 |
| THES-041-001 | 0,051   | 0,02 | 90251180 | 08434868047747 |

**PRODUKTFOTO**