

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soluciones para la conservación de electrodos LABKEM**Descripción :**

Soluciones de electrolito para la conservación y regeneración del electrodo

DATOS TÉCNICOS

referencia		envase	descripción	unidades por ref.
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	solución para conservación, potasio cloruro 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	potasio cloruro 3M+AgCl - electrodos rellenables	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Conservation electrode solutions LABKEM**Description :**

Electrolyte solutions for the conservation and regeneration of the electrode

TECHNICAL DATA

reference		package	description	pcs/pack
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	solution for conservation, potassium chloride 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	potassium chloride 3M+AgCl - re-fillable electrodes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Solution de conservation pour électrode LABKEM**Description :**

Solution d'électrolyte de conservation et régénération de l'électrode

DONNÉES TECHNIQUES

référence		conditionnement	description	unités par ref.
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	solution de conservation, potassium chlorure 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	solution de potassium chlorure 3M+AgCl - électrodes rechargeables	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Soluzione di conservazione per elettrodi**Descrizione :**

Per la conservazione e la rigenerazione dell'elettrodo

DATI TECNICI

referenza		confezione	descrizione	unità per ref.
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	soluzione di conservazione, potassio cloruro 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	potassio cloruro 3M+AgCl - elettrodi ricaricabili	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Oplossingen voor het behoud van elektroden LABKEM**Beschrijving :**

Elektrolytoplossingen voor elektrode conservering en regeneratie

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie		verpakking	beschrijving	stuks per ref.
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	conserveringsoplossing , kaliumchloride 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	kaliumchloride 3M+AgCl - hervulbare elektroden	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aufbewahrungslösungen für Elektroden, LABKEM**Beschreibung :**

Elektrolytlösungen für die Aufbewahrung von Elektroden und die Elektrodenregeneration.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer		Verpackung	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
POCL-30A-250	250 ml	250 ml	Aufbewahrungslösung, KCl 3M	1
POCL-A0A-250	250 ml	250 ml	KCl 3M + AgCl, wiederbefüllbare Elektroden	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POCL-30A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035003
POCL-A0A-250	0,25	0,70	38229000	08434868035010

PRODUKTFOTO

